




## Technisches Datenblatt

## Hilfsmittelnummer


Hilfsmittelverzeichnis der Spitzenverbände der Krankenkassen: 19.40.03.0023

Hilfsmittelverzeichnis der Spitzenverbände der Pflegekassen: 50.45.03.0023

## Abmessungen



## Elektrische Verstellmöglichkeiten



Elektrische Kopfteilverstellung

Elektrische Höhenverstellung

Elektrische Oberschenkelauflagenverstellung

Elektrische Comfort-Funktion

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	min. +5 °C max. +40 °C	
Relative Luftfeuchte	min. 20 % max. 80 %	
Luftdruck (in Höhe ≤ 3000 m)	min. 700 hPa max. 1060 hPa	

## Technische Daten

Nennspannung	~ 230 V / 50 Hz
Nennleistung	170 VA
Gerätetyp B nach IEC 601-1	
Schutzklasse	
Schalleistungspegel	63 dB(A)
Einschaltdauer	ED 10 %, maximal 6 min/h
Gesamtbreite	85 cm
Gesamtlänge	195 cm
Optionale Bettverlängerung	10 cm
Unterfahrbarkeit	-
Höhenverstellbarkeit	31 – 87 cm
Maximales Patientengewicht	135 kg
Sichere Arbeitslast	175 kg
Gesamtgewicht	75 kg
Maße der Liegefläche (Maß A x Maß B)	195 x 85 cm
Verstellwinkel Oberschenkelauflage	0° bis 43°
Verstellwinkel Kopfteil	0° bis 72°

## Ersatzteile

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Elektro-Komponenten	
Steuerbox	NS-011.85.210
Stopfen für Steuerbox	NS-011.80.830
Netzkabel	NS-011.85.238
Rücken-, Oberschenkelmotor	NS-011.85.006
Höhenmotor	NS-011.85.001
Handbedienung	NS-011.80.810
Verschlusskamm Steuerbox	NS-011.85.253