




Technisches Datenblatt

Abmessungen



Maß C	200 cm
Maß D	120 cm

Verpackung & Versand

Das Exaneuro wird aufgestellt auf einer EURO-Palette versendet. In Absprache können weitere Versandmöglichkeiten gewählt werden. Es kann ebenfalls eine Auslieferung durch die ISKOMed GmbH erfolgen.


Elektrische Verstellmöglichkeiten



Elektrische Höhenverstellung



Elektrische Kopfteilverstellung



Elektrische Höhenverstellung

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	min. +5 °C max. +40 °C	
Relative Luftfeuchte	min. 20 % max. 80 %	
Luftdruck (in Höhe ≤ 3000 m)	min. 700 hPa max. 1060 hPa	

Technische Daten

	BL-553-S	BL-553-S (mit Kopfteil)
Nennspannung	~ 230 V / 50 Hz	
Nennleistung	140 VA	
Gerätetyp B nach IEC 601-1		
Schutzklasse		
Schalleistungspegel	63 dB(A)	
Einschaltdauer	ED 10 %, maximal 6 min/h	
Gesamtbreite	120 cm	
Gesamtlänge	200 cm	
Unterfahrbarkeit	-	
Höhenverstellbarkeit	48 – 88 cm	
Winkel Kopfteilverstellung	-	+ - 30 °
Sichere Arbeitslast	300 kg	
Gesamtgewicht	95 kg	
Maße der Liegefläche (Maß C x Maß D)	200 x 120 cm	

Empfohlenes Zubehör

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Fußtaster am Boden liegend - Aufpreis (1 Stück)	BL-101-0
Fußtaster beidseitig am Fahrwerk montiert - Aufpreis	BL-102-0
Rollen-Hebe-System	BL-501-0
1 Metall-Seitengitter 145 cm, verchromt inkl. Halterungen	BL-202-0
Metall-Seitengitter 145 cm, verchromt inkl. Halterungen (1 Paar)	BL-201-0
Papierrollenhalter für Rollendurchmesser max. 40 cm (Lieferung erfolgt ohne Papierrolle)	BL-151-0
Nasenschlitz in der Polsterplatte inkl. Abdeckung in der Polsterplattenbezugsfarbe	BL-306-1
Kopfteilverstellung mit Gasfeder an Stelle der Rastversteller (Aufpreis)	BL-311-0
Kopfteilverstellung elektrisch mit Linearantrieb an Stelle der Rastversteller (Aufpreis)	BL-312-0
Nasenschlitz im Kopfteil inkl. Abdeckung	BL-306-0
Fußteilverstellung mechanisch mit Rastverstellern (bis ca. +30°)	BL-999-3
Lenkrolle Premium (4 Stück) - Aufpreis	BL-002-1W
Kopfteilverstellung mit Rastversteller (ohne Nasenschlitz)	BL-310-1
Kopfteilverstellung elektrisch mit Linearantrieb (ohne Nasenschlitz)	BL-312-3

Ersatzteile

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Elektro-Komponenten	
Hubsäule BL 1	BL-553.80.001
Stromversorgung	ZLI-00022
Steuereinheit	SI-011.80.835
Motoranschlusskabel für Hubsäule	BL-553.80.004
Netzkabel	BL-553.80.008
Handschalter 1-reihig	BL-001.80.104
Kopfmotor	SB-011.85.094
Anschlusskabel Kopfmotor	SB-011.85.097
Handschalter 2-reihig	ZLI-00030