




Technisches Datenblatt

Abmessungen



Maß A	205 cm
Maß B	110 cm
Maß C	218 cm
Maß D	130 cm
Maß E	0 – 85°

Elektrische Verstellmöglichkeiten




Elektrische Kopfteilverstellung

Elektrische Unterschenkelauflagenverstellung

Elektrische Seitenlagerung (rechts)

Elektrische Seitenlagerung (links)



Elektrische Höhenverstellung

Elektrische Stehfunktion

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	min. +5 °C max. +40 °C	
Relative Luftfeuchte	min. 20 % max. 80 %	
Luftdruck (in Höhe ≤ 3000 m)	min. 700 hPa max. 1060 hPa	

Technische Daten

Nennspannung	~ 230 V / 50 Hz
Nennleistung	170 VA
Gerätetyp B nach IEC 601-1	
Schutzklasse	
Schalleistungspegel	63 dB(A)
Einschaltdauer	ED 10 %, maximal 6 min/h
Gesamtbreite	130 cm
Gesamtlänge	218 cm
Optionale Bettverlängerung	10 cm, 20 cm
Unterfahrbarkeit	9 cm
Höhenverstellbarkeit	44 – 82 cm
Maximales Patientengewicht	135 kg
Sichere Arbeitslast	175 kg
Gesamtgewicht	210 kg
Maße der Liegefläche (Maß A x Maß B)	205 x 110 cm
Mindestraumhöhe (bei 200 cm Matratze)	239 cm
Verstellwinkel Oberschenkelauflage	0° bis 27°
Verstellwinkel Kopfteil	0° bis 48°
Verstellbereich Seitenflügel	0 – 30°
Höhe Fußteil relativ zur Liegefläche	0 – 19 cm
Verstellwinkel Stehfunktion	85°

Ersatzteile

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Elektro-Komponenten	
Steh-, Höhenmotor	SB-011.85.091
Anschlusskabel Motor	SB-011.85.097
Seitenlagerungsmotor	SB-011.85.093
Rückenmotor	NS-011.80.850
Oberschenkelmotormotor	IN-011.80.807
Netzkabel	SB-011.85.092
Steuerbox	SB-111.85.105
Handbedienung 4-reihig	SB-011.85.083
Handbedienung 2-reihig	SB-111.85.086
Notabsenkung	SB-011.85.070
Handbedienungsverlängerungskabel	NS-011.85.277
Sonstige Komponenten	
Seitengitter vorne	SL-011.85.007
Seitengitter hinten	SL-011.85.008
Holzumrandung Komplett	SL-011.85.001
Doppellenkrolle mit Totalfeststeller \varnothing 75 mm	KR-100.85.101