




Technisches Datenblatt

Hilfsmittelnummer

Hilfsmittelverzeichnis der Spitzenverbände der Krankenkassen: 19.40.01.8005


Hilfsmittelverzeichnis der Spitzenverbände der Pflegekassen: 50.45.01.4005

Abmessungen



Maß A	200 cm
Maß B	90 cm
Maß C	215 cm
Maß D	108 cm
Maß E	40 cm
Maß F	50 cm

Elektrische Verstellmöglichkeiten



Elektrische Kopfteilverstellung

Elektrische Oberschenkelauflagenverstellung

Elektrische Unterschenkelauflagenverstellung

Elektrische Höhenverstellung

Elektrische Trend/Antitrendfunktion

Elektrische Aufstehfunktion

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	min. +5 °C max. +40 °C	
Relative Luftfeuchte	min. 20 % max. 80 %	
Luftdruck (in Höhe ≤ 3000 m)	min. 700 hPa max. 1060 hPa	

Technische Daten

Nennspannung	~ 230 V / 50 Hz
Nennleistung	170 VA
Gerätetyp B nach IEC 601-1	
Schutzklasse	
Schalleistungspegel	63 dB(A)
Einschaltdauer	ED 10 %, maximal 6 min/h
Gesamtbreite	108 cm
Gesamtlänge	215 cm
Optionale Bettverlängerung	10 cm
Unterfahrbarkeit	Verstellbar, da Hubsäulenbett
Höhenverstellbarkeit	31 – 81 cm
Maximales Patientengewicht	135 kg
Sichere Arbeitslast	175 kg
Gesamtgewicht	156,5 kg
Maße der Liegefläche (Maß A x Maß B)	200/210 cm x 90cm
Mindestlänge Unterschenkel des Patienten	≥ 38 cm
Verstellwinkel Oberschenkelauflage	0° bis 42°
Verstellwinkel Kopfteil	0° bis 80°

Empfohlenes Zubehör

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Patienten-Handgriffe 790 mm, beschichtet, starr, lang	SI-031-0-25
Matratze 90 x 161 cm, inkl. Fußblock 90 x 36 cm (200 cm)	SI-503-0
Matratze 90 x 161 cm, inkl. Fußblock 90 x 46 cm (210 cm)	SI-503-1

Ersatzteile

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Elektro-Komponenten	
Unterschenkelmotor	SI-013.80.603
Anschlusskabel Unterschenkel- , Oberschenkelmotor	SI-013.80.610
Rückenmotor	SI-013.80.601
Anschlusskabel Rücken- , Drehmotormotor	SI-013.80.612
Oberschenkelmotor	SI-013.80.602
Höhenmotor	SI-013.80.600
Anschlusskabel Höhenmotor	SI-013.80.609
Drehmotor	SI-013.80.604
Verlängerungskabel für Handbedienung	SI-013.80.608
Montagebeschlag für CO71 & PJ2	SI-013.80.616
Steuerbox CO71	SI-013.80.605
Blindstopfen für Steuerbox	SI-011.80.935
Netzkabel	NS-011.80.903
Modular Junction Box MJB	SI-011.80.895
MJB Stopfen	SI-011.80.894
Verbindungskabel ACC zu MJB	SB-011.85.095
Batterieanschlusskabel für PJ2	SI-013.80.614
Absperrbox	SI-011.90.010
Port Junction Box 1.PJ2	SI-013.80.606
Port Junction Box 2.PJ2	SI-013.80.607
Sonstige Komponenten	
Kopf-/ Fußbrett	SI-013.80.012
Verkleidungsblech Heber	SI-013.80.013
Lenkrolle für Zentralbremse ø100 zentral feststellbar (NS-011.85.223
Bremspedal	SB-023.80.100