




Technisches Datenblatt

Abmessungen



Maß A	200 cm
Maß B	180 cm
Maß C	217 cm
Maß D	197 cm

Elektrische Verstellmöglichkeiten



Elektrische Kopfteilverstellung

Elektrische Höhenverstellung

Elektrische Oberschenkelauflagenverstellung

Elektrische Comfort-Funktion



Elektrische Kopfteilverstellung

Elektrische Höhenverstellung

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	min. +5 °C max. +40 °C	
Relative Luftfeuchte	min. 20 % max. 80 %	
Luftdruck (in Höhe ≤ 3000 m)	min. 700 hPa max. 1060 hPa	

Technische Daten

Nennspannung	~ 230 V / 50 Hz
Nennleistung	170 VA
Gerätetyp B nach IEC 601-1	
Schutzklasse	
Schallleistungspegel	63 dB(A)
Einschaltdauer	ED 10 %, maximal 6 min/h
Gesamtbreite	197 cm
Gesamtlänge	217 cm
Optionale Bettverlängerung	-
Unterfahrbarkeit	Verstellbar, da Hubsäulenbett
Höhenverstellbarkeit	36 – 76 cm
Maximales Patientengewicht	2 x 135 kg
Sichere Arbeitslast	2 x 170 kg
Gesamtgewicht	214 kg
Maße der Liegefläche (Maß A x Maß B)	200 x 180 cm
Verstellwinkel Oberschenkelauflage	0° bis 43°
Verstellwinkel Kopfteil	0° bis 70°

Empfohlenes Zubehör

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Matratze RG 35 (nach DIN 13014 mit 120mm Höhe) (schwer entflammbar gemäß DIN 597 Teil 1 u. 2)	NS-039-0
Inkontinenzbezug hochwertige Qualität, 3 Seiten mit Reißverschluss	NS-040-0
Seitengitter-Verkleidung aus Verbundstoff (empfohlen für Patienten mit eingeschränkter Wahrnehmung)	NS-049-0
Seitengitter-Erhöhung (zum Aufstecken, Erhöhung um 16cm)	NS-058-0

Ersatzteile

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Elektro-Komponenten	
Höhenmotor	IN-011.85.001
Rücken-, Oberschenkelmotor	NS-011.85.006
Handbedienung 4-reihig	IN-011.85.202
Handbedienung 2-reihig	NS-011.85.086
Netzkabel (T-Kabel)	SI-011.80.949
Sonstige Komponenten	
Holzkoffer	NX.85.058
Holz-Seitenholm, Dekor: Buche, Maße: 1990 x 95 x 28 mm, ohne Holzkehle, 1 Satz = 4 Stück im Karton	NS-011.85.415
Doppellenkrolle mit Totalfeststeller \varnothing 75 mm	KR-100.85.101