




Technisches Datenblatt

Hilfsmittelnummer

Hilfsmittelverzeichnis der Spitzenverbände der Krankenkassen: 19.40.01.7014

Hilfsmittelverzeichnis der Spitzenverbände der Pflegekassen: 50.45.01.3014

Abmessungen



Elektrische Verstellmöglichkeiten



Elektrische Kopfteilverstellung

Elektrische Oberschenkelauflagenverstellung

Elektrische Unterschenkelauflagenverstellung

Elektrische Höhenverstellung

Elektrische Trend/Antitrendfunktion

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	min. +5 °C max. +40 °C	
Relative Luftfeuchte	min. 20 % max. 80 %	
Luftdruck (in Höhe ≤ 3000 m)	min. 700 hPa max. 1060 hPa	

Technische Daten

Nennspannung	~ 230 V / 50 Hz
Nennleistung	170 VA
Gerätetyp B nach IEC 601-1	
Schutzklasse	
Schalleistungspegel	63 dB(A)
Einschaltdauer	ED 10 %, maximal 6 min/h
Gesamtbreite	130 cm
Gesamtlänge	215 cm
Optionale Bettverlängerung	10 cm, 20 cm
Unterfahrbarkeit	Verstellbar, da Hubsäulenbett
Höhenverstellbarkeit	22 – 62 cm
Maximales Patientengewicht	220 kg
Sichere Arbeitslast	260 kg
Gesamtgewicht	175 kg
Maße der Liegefläche (Maß A x Maß B)	200/210/220 cm x 120 cm
Verstellwinkel Oberschenkelauflage	0° bis 43°
Verstellwinkel Kopfteil	0° bis 70°

Empfohlenes Zubehör

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Matratze RG 35 (nach DIN 13014 mit 120mm Höhe) (schwer entflammbar gemäß DIN 597 Teil 1 u. 2)	NS-039-0
Inkontinenzbezug hochwertige Qualität, 3 Seiten mit Reißverschluss	NS-040-0
Seitengitter-Verkleidung aus Verbundstoff (empfohlen für Patienten mit eingeschränkter Wahrnehmung)	NS-049-0
Seitengitter-Erhöhung (zum Aufstecken, Erhöhung um 16cm)	NS-058-0

Ersatzteile

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Elektro-Komponenten	
Höhenmotor	IN-011.85.001
Rücken-, Oberschenkelmotor	NS-011.85.006
Handbedienung	IN-011.85.202
Steuerbox	NS-011.85.210
Netzkabel	NS-011.80.840
Sonstige Komponenten	
Holzkoffer	NX.85.167.1
Holz-Seitenholm, Dekor: Buche, Maße: 1990 x 110 x 28 mm, ohne Holzkehle, 1 Satz = 4 Stück im Karton	NS-011.85.425
Doppellenkrolle mit Totalfeststeller \varnothing 75 mm	KR-100.85.101