




Technisches Datenblatt

Hilfsmittelnummer

Hilfsmittelverzeichnis der Spitzenverbände der Krankenkassen: 19.40.01.3115

Hilfsmittelverzeichnis der Spitzenverbände der Pflegekassen: 50.45.01.1123

Abmessungen



| | |
|--------------|--------|
| Maß A | 200 cm |
| Maß B | 90 cm |
| Maß C | 207 cm |
| Maß D | 102 cm |

Elektrische Verstellmöglichkeiten



Elektrische Kopfteilverstellung

Elektrische Höhenverstellung

Elektrische Oberschenkelauflagenverstellung

Elektrische Comfort-Funktion

Umgebungsbedingungen

| | | |
|------------------------------|----------------------------|--|
| Lagertemperatur | min. +5 °C max. +40 °C | |
| Relative Luftfeuchte | min. 20 % max. 80 % | |
| Luftdruck (in Höhe ≤ 3000 m) | min. 700 hPa max. 1060 hPa | |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Nennspannung | ~ 230 V / 50 Hz |
| Nennleistung | 170 VA |
| Gerätetyp B nach IEC 601-1 | |
| Schutzklasse | |
| Schalleistungspegel | 63 dB(A) |
| Einschaltdauer | ED 10 %, maximal 6 min/h |
| Gesamtbreite | 102 cm |
| Gesamtlänge | 207 cm |
| Optionale Bettverlängerung | 10 cm, 20 cm |
| Unterfahrbarkeit | |
| Höhenverstellbarkeit | 40 – 91 cm |
| Maximales Patientengewicht | 135 kg |
| Sichere Arbeitslast | 170 kg |
| Gesamtgewicht | 107 kg |
| Maße der Liegefläche (Maß A x Maß B) | 200/210/220 cm x 90 cm |
| Verstellwinkel Oberschenkelauflage | 0° bis 47° |
| Verstellwinkel Kopfteil | 0° bis 83° |

Empfohlenes Zubehör

| Artikelbezeichnung | Bestellnummer |
|--|---------------|
| Matratze RG 35 (nach DIN 13014 mit 120mm Höhe) (schwer entflammbar gemäß DIN 597 Teil 1 u. 2) | NS-039-0 |
| Inkontinenzbezug hochwertige Qualität, 3 Seiten mit Reißverschluss | NS-040-0 |
| Seitengitter-Verkleidung aus Verbundstoff (empfohlen für Patienten mit eingeschränkter Wahrnehmung) | NS-049-0 |
| Seitengitter-Erhöhung (zum Aufstecken, Erhöhung um 16cm) | NS-058-0 |

Ersatzteile

| Artikelbezeichnung | Bestellnummer |
|---|---------------|
| Elektro-Komponenten | |
| Steuerbox | NS-011.85.210 |
| Stopfen für Steuerbox | NS-011.80.830 |
| Netzkabel | NS-011.85.238 |
| Rücken-, Oberschenkelmotor | NS-011.85.006 |
| Höhenmotor | NS-011.85.001 |
| Handbedienung | NS-011.80.810 |
| Verschlusskamm Steuerbox | NS-011.85.253 |
| Sonstige Komponenten | |
| Kopf-Fußbrett 90cm, mit Aluschiene 16 mm | NS-011.85.038 |
| Holz-Seitenholm 95mm mit Kehle - Dekor: Buche, Maße: 1960 x 95 x 28 mm 4 Stück im Karton | NS-011.85.156 |
| Endkappe für Seitenholm mit Kehle 95mm, beige | NS-011.80.427 |
| Lenkrolle Premium 100 mm Ø | BL-002.85.001 |