





Technisches Datenblatt

Abmessungen



Maß A	200 cm
Maß B	120 cm
Maß C	205 cm
Maß D	132 cm

Elektrische Verstellmöglichkeiten



Elektrische Kopfteilverstellung

Elektrische Höhenverstellung

Elektrische Oberschenkelauflagenverstellung

Elektrische Comfort-Funktion

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	min. +5 °C max. +40 °C	
Relative Luftfeuchte	min. 20 % max. 80 %	
Luftdruck (in Höhe ≤ 3000 m)	min. 700 hPa max. 1060 hPa	

Technische Daten

Nennspannung	~ 230 V / 50 Hz
Nennleistung	170 VA
Gerätetyp B nach IEC 601-1	
Schutzklasse	
Schalleistungspegel	63 dB(A)
Einschaltdauer	ED 10 %, maximal 6 min/h
Gesamtbreite	132 cm
Gesamtlänge	205 cm
Optionale Bettverlängerung	10 cm, 20 cm
Unterfahrbarkeit	9 cm
Höhenverstellbarkeit	40 – 81 cm
Maximales Patientengewicht	260 kg
Sichere Arbeitslast	300 kg
Gesamtgewicht	205 kg
Maße der Liegefläche (Maß A x Maß B)	200/210/220 cm x 120 cm
Verstellwinkel Oberschenkelauflage	0° bis 43°
Verstellwinkel Kopfteil	0° bis 72°

Empfohlenes Zubehör

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Matratze RG 35 (nach DIN 13014 mit 120mm Höhe) (schwer entflammbar gemäß DIN 597 Teil 1 u. 2)	NS-039-0
Inkontinenzbezug hochwertige Qualität, 3 Seiten mit Reißverschluss	NS-040-0
Seitengitter-Verkleidung aus Verbundstoff (empfohlen für Patienten mit eingeschränkter Wahrnehmung)	NS-049-0
Seitengitter-Erhöhung (zum Aufstecken, Erhöhung um 16cm)	NS-058-0
Matratze RG 35 (nach DIN 13014 mit 120mm Höhe) (schwer entflammbar gemäß DIN 597 Teil 1 u. 2)	NS-039-0

Ersatzteile

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Elektro-Komponenten	
Oberschenkelmotor	NS-011.80.800
Höhenmotor	SB-011.85.091
Rückenmotor	NS-011.80.850
Handbedienung	NS-011.85.505
Steuerbox	NS-011.85.210
Netzkabel	NS-011.85.238
Sonstige Komponenten	
Kopf- und Fußbrett	NS-011.08.226
Holz-Seitenholm 95mm - Buche - 1990mm; 1 Satz = 4 Stück im Karton	NS-011.85.415
Lenkrolle Standard \varnothing 100 mm	NS-011.85.002-2
Haltegriff für Patientenaufrichter mit Gurt bis 70cm verstellbar	NS-011.85.023
Patientenaufrichter mit Anschlagzapfen	NS-011.85.022