




## Technisches Datenblatt

## Abmessungen



<b>Maß A</b>	200 cm
<b>Maß B</b>	90 cm
<b>Maß C</b>	206 cm
<b>Maß D</b>	92 cm

## Elektrische Verstellmöglichkeiten



Elektrische Kopfteilverstellung

Elektrische Höhenverstellung

Elektrische Oberschenkelauflagenverstellung

Elektrische Comfort-Funktion

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	min. +5 °C max. +40 °C	
Relative Luftfeuchte	min. 20 % max. 80 %	
Luftdruck (in Höhe ≤ 3000 m)	min. 700 hPa max. 1060 hPa	

## Technische Daten

Nennspannung	~ 230 V / 50 Hz
Nennleistung	170 VA
Gerätetyp B nach IEC 601-1	
Schutzklasse	
Schalleistungspegel	63 dB(A)
Einschaltdauer	ED 10 %, maximal 6 min/h
Gesamtbreite	92 cm
Gesamtlänge	206 cm
Optionale Bettverlängerung	10 cm, 20 cm
Unterfahrbarkeit	13 cm
Höhenverstellbarkeit	32 – 82 cm
Maximales Patientengewicht	170 kg
Sichere Arbeitslast	210 kg
Gesamtgewicht	105 kg
Maße der Liegefläche (Maß A x Maß B)	200/210/220 cm x 90 cm
Verstellwinkel Oberschenkelauflage	0° bis 43°
Verstellwinkel Kopfteil	0° bis 62°

## Empfohlenes Zubehör

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Matratze RG 35 (nach DIN 13014 mit 120mm Höhe) (schwer entflammbar gemäß DIN 597 Teil 1 u. 2 )	NS-039-0
Inkontinenzbezug hochwertige Qualität, 3 Seiten mit Reißverschluss	NS-040-0
Seitengitter-Verkleidung aus Verbundstoff (empfohlen für Patienten mit eingeschränkter Wahrnehmung)	NS-049-0
Seitengitter-Erhöhung (zum Aufstecken, Erhöhung um 16cm)	NS-058-0

## Ersatzteile

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
<b>Elektro-Komponenten</b>	
Steuerbox	IN-011.80.825
Stopfen für Steuerbox	NS-011.85.309
Netzkabel	NS-011.85.238
Anschlusskabel Rücken-, Oberschenkelmotor	IN-011.80.851
Anschlusskabel Höhenmotor	IN-011.80.850
Rücken-, Oberschenkelmotor	NS-011.85.051
Höhenmotor	IN-011.85.222
Handbedienung	NS-011.85.005-4
<b>Sonstige Komponenten</b>	
Kopf- Fußbrett	NX.85.607
Holz-Seitenholm 95mm mit Kehle - Dekor: Buche, Maße: 1960 x 95 x 28 mm 4 Stück im Karton	NS-011.85.156
Endkappe für Seitenholm mit Kehle 95mm, beige	NS-011.80.427
Lenkrolle für Zentralbremse ø100 zentral feststellbar	NS-011.85.223