




## Technisches Datenblatt

## Abmessungen



<b>Maß C</b>	200 cm
<b>Maß D</b>	70 cm

## Elektrische Verstellmöglichkeiten






Elektrische Kopfteilverstellung

Elektrische Höhenverstellung





Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	min. +5 °C max. +40 °C	
Relative Luftfeuchte	min. 20 % max. 80 %	
Luftdruck (in Höhe ≤ 3000 m)	min. 700 hPa max. 1060 hPa	

## Technische Daten

Nennspannung	~ 230 V / 50 Hz
Nennleistung	170 VA
Gerätetyp B nach IEC 601-1	
Schutzklasse	
Schalleistungspegel	63 dB(A)
Einschaltdauer	ED 10 %, maximal 6 min/h
Gesamtbreite	70cm
Gesamtlänge	200 cm
Unterfahrbarkeit	-
Höhenverstellbarkeit	55 – 95 cm
Höhenverstellung des Kopfteils	0cm bis 11cm
Sichere Arbeitslast	175 kg
Gesamtgewicht	109 kg
Maße der Liegefläche (Maß C x Maß D)	200 x 70 cm

## Ersatzteile

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
<b>Elektro-Komponenten</b>	
LINAK COBO Interface-Box	BL-553.80.010
Montagebeschlag MBJ2	BL-553.80.012
Lithium-Ionen-Akkumodul BAJL	BL-553.80.013
Verbindungskabel CU20 - COBO	BL-553.80.014
Ladegerät für Akkumodul	BL-316-1
Netzkabel	BL-553.80.008
Anschlusskabel Rückenmotor	SI-011.80.855
Rückenmotor	SI-011.80.820
Steuerbox	SB-011.80.835
Verschlusskamm Steuerbox	SI-011.80.826
Stromversorgung CP20	ZLI-00022
Modulkabel MJB	SI-011.80.895
Fußschalter Höhenverstellung	ZLI-00006
Fußschalter Kopfverstellung	ZLI-00008
Hubsäule BL1	BL-553.80.001
Anschlusskabel Hubsäule	BL-553.80.004