




Technisches Datenblatt

Abmessungen



Maß C	180, 190, 200 cm
Maß D	75, 80, 85, 90 cm

Elektrische Verstellmöglichkeiten





Elektrische Höhenverstellung (WL-003-0)

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	min. +5 °C max. +40 °C	
Relative Luftfeuchte	min. 20 % max. 80 %	
Luftdruck (in Höhe ≤ 3000 m)	min. 700 hPa max. 1060 hPa	

Technische Daten

Bezeichnung	WL-002-0	WL-012-0	WL-003-0
Nennspannung	-	-	230V~/ 50Hz
Nennleistung	-	-	70 VA
Gerätetyp B nach IEC 60601-1	-	-	
Schutzklasse			
IP Schutzklasse			IPX4
Einschaltdauer ED 10%			maximal 6 Minuten/Stunde
Maximale Belastung/Patientengewicht	135 kg		
Maße der Liegefläche (Standard)	75cm x 180cm		
Gesamtmasse der Behandlungsliege	45 kg	50 kg	ca. 65 Kg
Höhenverstellung Polsterplatte	0 cm	20 cm	40cm

Empfohlenes Zubehör

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Seitengitter für Wandliege	WL-202-0