




Technisches Datenblatt

Abmessungen



Maß C	190 cm
Maß D	65 cm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	min. +5 °C max. +40 °C	
Relative Luftfeuchte	min. 20 % max. 80 %	
Luftdruck (in Höhe ≤ 3000 m)	min. 700 hPa max. 1060 hPa	

Technische Daten

Gesamtbreite	65 cm
Gesamtlänge	190 cm
Unterfahrbarkeit	-
Höhenverstellbarkeit	44 – 84 cm
Winkel Kopfteilverstellung	+/- 30 °
Sichere Arbeitslast	135 kg
Gesamtgewicht	72 kg
Maße der Liegefläche (Maß C x Maß D)	190 x 65 cm