





Technisches Datenblatt

Hilfsmittelnummer

Hilfsmittelverzeichnis der Spitzenverbände der Krankenkassen:


28.29.02.1046

Abmessungen



Maß C	185 cm
Maß D	73 cm
Maß E	0 – 85°


Elektrische Verstellmöglichkeiten



Elektrische Höhenverstellung

Elektrische Stehfunktion

Die elektrische Höhenverstellung kann durch Drücken der Aufwärts- und dann der Abwärts-Taste aktiviert werden. Automatische Verriegelung nach 5 Sekunden.



Elektrische Höhenverstellung

Elektrische Stehfunktion

Elektrische Kopfteilverstellung (optional)

Die elektrische Höhenverstellung kann durch Drücken der Aufwärts- und dann der Abwärts-Taste aktiviert werden. Automatische Verriegelung nach 5 Sekunden.

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	min. +5 °C max. +40 °C	
Relative Luftfeuchte	min. 20 % max. 80 %	
Luftdruck (in Höhe ≤ 3000 m)	min. 700 hPa max. 1060 hPa	

Technische Daten

Nennspannung	~ 230 V / 50 Hz
Nennleistung	170 VA
Gerätetyp B nach IEC 601-1	
Schutzklasse	
Schalleistungspegel	63 dB(A)
Einschaltdauer	ED 10 %, maximal 6 min/h
Gesamtbreite	73 cm
Gesamtlänge	185 cm
Optionale Verlängerung	10 cm, 20 cm
Unterfahrbarkeit	13 cm
Höhenverstellbarkeit	44 – 84 cm
Maximales Patientengewicht	135 kg
Sichere Arbeitslast	170 kg
Gesamtgewicht	115 kg
Maße der Liegefläche (Maß C x Maß D)	185 cm x 73 cm
Mindestraumhöhe (bei 185 cm)	230 cm
Verstellwinkel Kopfteil	-30° bis +60°
Verstellwinkel Stehfunktion	85°

Empfohlenes Zubehör

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Fußplatten, einzeln winkel- und längenverstellbar (1 Paar)	SB-121-0
Stützkrücken (1 Paar)	SB-131-0
Arbeitstisch aus Plexiglas, mit Körperausschnitt	SB-141-0
Arbeitstisch aus Holz, mit Körperausschnitt	SB-141-1
Kopfteilverstellung elektrisch	SB-170-0
Liegeflächenschlitz inkl. Gurt zu Fixierung der Beine und Füße	SB-171-0
Arbeitstisch aus Holz, mit Körperausschnitt	SB-141-0
Polsterplatte mit Nasenschlitz, ca. 8 cm x 18 cm	SB-187-0
Polsterplatte mit Nasenschlitz, ca. 8 cm x 30 cm	SB-187-2
Abdeckung für Nasenschlitz, ca. 8 cm x 18 cm	SB-187-1
Abdeckung für Nasenschlitz, ca. 8 cm x 30 cm	SB-187-3
Kopffixierung	SB-181-0
Fahrgestellerhöhung, zur Erhöhung der Unterfahrbarkeit	SB-188-0

Ersatzteile

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Elektro-Komponenten	
Höhenmotor	ZLI-00005
Motoranschlusskabel Höhenmotor	SI-011.80.943
Netzkabel	NS-011.80.903
Steuereinheit CO71	SI-013.80.605
Montagebeschlag für Steuereinheit	SI-013.80.616
Absperrbox	SI-011.90.010
Handschalter 2-reihig	ZLI-00030
Stehmotor	SB-011.85.091
Motoranschlusskabel Stehmotor	SI-011.80.942
Kopfmotor	ZLI-00015
Motoranschlusskabel Kopfmotor	SI-011.80.943
Handschalter 3-reihig	ZLI-00003