





## Technisches Datenblatt

## Abmessungen



<b>Maß A</b>	200 cm
<b>Maß B</b>	100 cm
<b>Maß C</b>	205 cm
<b>Maß D</b>	106 cm
<b>Maß E</b>	30 cm
<b>Maß F</b>	50 cm

## Elektrische Verstellmöglichkeiten



- Elektrische Nackenverstellung
- Elektrische Kopfteilverstellung
- Elektrische Oberschenkelauflagenverstellung
- Elektrische Unterschenkelauflageverstellung
- Elektrische Höhenverstellung
- Elektrische Aufstehfunktion

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	min. +5 °C max. +40 °C	
Relative Luftfeuchte	min. 20 % max. 80 %	
Luftdruck (in Höhe ≤ 3000 m)	min. 700 hPa max. 1060 hPa	

## Technische Daten

Nennspannung	~ 230 V / 50 Hz
Nennleistung	170 VA
Gerätetyp B nach IEC 601-1	
Schutzklasse	
Schalleistungspegel	63 dB(A)
Einschaltdauer	ED 10 %, maximal 6 min/h
Gesamtbreite	106 cm
Gesamtlänge	205 cm
Optionale Bettverlängerung	10 cm, 20 cm
Unterfahrbarkeit	9 cm
Höhenverstellbarkeit	40 -80 cm
Maximales Patientengewicht	180 kg
Sichere Arbeitslast	220 kg
Gesamtgewicht	205 kg
Maße der Liegefläche (Maß A x Maß B)	200/210/220cm x 100cm
Mindestlänge Unterschenkel des Patienten	≥ 38 cm
Verstellwinkel Oberschenkelauflage	0° bis 43°
Verstellwinkel Kopfteil	0° bis 83°
Verstellwinkel Nackenteil	0° bis 29°

## Empfohlenes Zubehör

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Handgriff 45° gedreht, abnehmbar	SI-021.80.022
Zugriff, dient als Positionierungshilfe im Bett, wird am Kopfteil seitlich montiert	SI-011.85.307
Abdeckung für Handgriff-Aufnahme	SI-011.80.725
Kopfkissenclips, halten das Kopfkissen bei aufgestelltem Kopfteil dieses in seiner Position. Dadurch wird ein komfortables Aufstehen ermöglicht	SI-038-0
Matratze 99 x 177 cm, inkl. Fußblock 99 x 20 cm (200 cm)	SI-501-4
Matratze 99 x 177 cm, inkl. Fußblock 99 x 25 cm (210 cm)	SI-501-0
Matratze 99 x 182 cm, inkl. Fußblock 99 x 33 cm (220 cm)	SI-501-1

## Ersatzteile

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
<b>Elektro-Komponenten</b>	
Nacken-, Knieknickmotor	SI-011.80.820
Drehmotor	SI-011.80.815
Rückenmotor	SI-011.80.810
Unterschenkelmotor	SI-011.80.822
Höhenmotor	SB-011.85.091
Stromversorgung CP20	ZLI-00022
Steuerbox CU20	SI-011.80.834
Sicherungsring Motoren	SI-011.80.825
Absperrbox	SI-011.90.010
Netzkabel	NS-011.80.903
Verbindungsbox MJB	SI-011.80.895
Modulkabel MJB	SI-011.80.898
Handschalter ISKOMed Logo	ZLI-00003
Handschalter Servicepersonal	ZLI-00004
Anschlusskabel Unterschenkelmotor	SI-011.80.850
Anschlusskabel Rücken-, Knieknickmotor	SI-011.80.855
Anschlusskabel Höhenmotor	SI-011.80.860
Anschlusskabel Nackenmotor	SI-011.80.870
Sicherheitsschalter SLS4X0-398	SI-011.80.880
Sicherheitsschalter SLS4X0-399	SI-011.80.890
<b>Sonstige Komponenten</b>	
Kopfbrett	SI-021.85.010
Fußbrett	SI-021.85.009
Seitliche Holzverkleidung für Fußauflage	SI-021.80.017
Seitliche Holzverkleidung für Unterschenkel	SI-021.80.018
Seitliche Holzverkleidung für Kopfteil	SI-021.80.019
Seitliche Holzverkleidung für Rahmen	SI-021.80.020
Seitliche Holzverkleidung für Drehkreuz	SI-021.80.021
Doppellenkrolle mit Totalfeststeller $\varnothing$ 75 mm	KR-100.85.101