



## Technisches Datenblatt

## Hilfsmittelnummer


Hilfsmittelverzeichnis der Spitzenverbände der Krankenkassen:

HMV-Nr.: 19.40.03.3002

Hilfsmittelverzeichnis der Spitzenverbände der Pflegekassen:


HMV-Nr.: 50.45.03.3002

## Abmessungen



<b>Maß A</b>	195 cm
<b>Maß B</b>	85 cm
<b>Maß C</b>	195 cm
<b>Maß D</b>	85 cm
<b>Maß E</b>	30 cm
<b>Maß F</b>	50 cm

## Elektrische Verstellmöglichkeiten



Elektrische Nackenverstellung

Elektrische Kopfteilverstellung

Elektrische Oberschenkelauflagenverstellung

Elektrische Unterschenkelauflageverstellung

Elektrische Höhenverstellung

Elektrische Aufstehfunktion

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	min. +5 °C max. +40 °C	
Relative Luftfeuchte	min. 20 % max. 80 %	
Luftdruck (in Höhe ≤ 3000 m)	min. 700 hPa max. 1060 hPa	

## Technische Daten

Nennspannung	~ 230 V / 50 Hz
Nennleistung	170 VA
Gerätetyp B nach IEC 601-1	
Schutzklasse	
Schalleistungspegel	63 dB(A)
Einschaltdauer	ED 10 %, maximal 6 min/h
Gesamtbreite	85cm
Gesamtlänge	195 cm
Optionale Bettverlängerung	-
Unterfahrbarkeit	-
Höhenverstellbarkeit	40 -80 cm
Maximales Patientengewicht	135 kg
Sichere Arbeitslast	175 kg
Gesamtgewicht	195 kg
Maße der Liegefläche (Maß A x Maß B)	195 x 85cm
Mindestlänge Unterschenkel des Patienten	≥ 38 cm
Verstellwinkel Oberschenkelauflage	0° bis 43°
Verstellwinkel Kopfteil	0° bis 83°
Verstellwinkel Nackenteil	0° bis 29°

## Empfohlenes Zubehör

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Seitengitter-Verkleidung aus Verbundstoff	NS-049-0
Patienten-Handgriffe 790 mm, beschichtet, starr, lang	SI-031-0-25
Patienten-Handgriffe 790 mm, Edelstahl, klappbar	SI-031-2-26, SI-031-2-27
Nachrüstatz: Liegeflächen-Verlängerung auf 210 cm inkl. 1 Satz Holz-Seitenholme (ohne Matratze/Fußblock)	SI-040-0
Nachrüstatz: Liegeflächen-Verlängerung auf 220 cm inkl. 1 Satz Holz-Seitenholme (ohne Matratze/Fußblock)	SI-040-1
Matratze 85 x 177 cm, inkl. Fußblock 85 x 20 cm (200 cm)	SI-500-0
Matratze 85 x 177 cm, inkl. Fußblock 85 x 25 cm (210 cm)	SI-500-1
Matratze 85 x 182 cm, inkl. Fußblock 85 x 33 cm (220 cm)	SI-500-2
Seitengittererhöhung Holz, beidseitig	NS-058-1

## Ersatzteile

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
<b>Elektro-Komponenten</b>	
Nacken-, Knieknickmotor	SI-011.80.820
Drehmotor	SI-011.80.815
Rückenmotor	SI-011.80.810
Unterschenkelmotor	SI-011.80.822
Höhenmotor	ZLI-00005
Stromversorgung CP20	ZLI-00022
Steuerbox CU20	SI-011.80.834
Sicherungsring Motoren	SI-011.80.825
Absperrbox	SI-011.90.010
Netzkabel	NS-011.80.903
Verbindungsbox MJB	SI-011.80.895
Modulkabel MJB	SI-011.80.898
Handschalter ISKOMed Logo	ZLI-00003
Handschalter Servicepersonal	ZLI-00004
Anschlusskabel Unterschenkelmotor	SI-011.80.850
Anschlusskabel Rücken-, Knieknickmotor	SI-011.80.855
Anschlusskabel Höhenmotor	SI-011.80.860
Anschlusskabel Nackenmotor	SI-011.80.870