



Technisches Datenblatt

Hilfsmittelnummer


Hilfsmittelverzeichnis der Spitzenverbände der Krankenkassen:

HMV-Nr.: 19.40.01.8003

Hilfsmittelverzeichnis der Spitzenverbände der Pflegekassen:


HMV-Nr.: 50.45.01.4003

Abmessungen



Maß A	200 cm
Maß B	85 cm
Maß C	205 cm
Maß D	99 cm
Maß E	30 cm
Maß F	50 cm

Elektrische Verstellmöglichkeiten



Elektrische Nackenverstellung

Elektrische Kopfteilverstellung

Elektrische Oberschenkelauflagenverstellung

Elektrische Unterschenkelauflageverstellung

Elektrische Höhenverstellung

Elektrische Aufstehfunktion

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	min. +5 °C max. +40 °C	
Relative Luftfeuchte	min. 20 % max. 80 %	
Luftdruck (in Höhe ≤ 3000 m)	min. 700 hPa max. 1060 hPa	

Technische Daten

Nennspannung	~ 230 V / 50 Hz
Nennleistung	170 VA
Gerätetyp B nach IEC 601-1	
Schutzklasse	
Schalleistungspegel	63 dB(A)
Einschaltdauer	ED 10 %, maximal 6 min/h
Gesamtbreite	99 cm
Gesamtlänge	205 cm
Optionale Bettverlängerung	10 cm, 20 cm
Unterfahrbarkeit	9 cm
Höhenverstellbarkeit	40 – 80 cm
Maximales Patientengewicht	135 kg
Sichere Arbeitslast	175 kg
Gesamtgewicht	195 kg
Maße der Liegefläche (Maß A x Maß B)	200/210/220 cm x 90 cm
Mindestlänge Unterschenkel des Patienten	≥ 38 cm
Verstellwinkel Oberschenkelauflage	0° bis 43°
Verstellwinkel Kopfteil	0° bis 83°
Verstellwinkel Nackenteil	0° bis 29°

Empfohlenes Zubehör

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Seitengitter-Verkleidung aus Verbundstoff	NS-049-0
Patienten-Handgriffe 790 mm, beschichtet, starr, lang	SI-031-0-25
Zugriff, dient als Positionierungshilfe im Bett, wird am Kopfteil seitlich montiert	SI-011.85.307
Abdeckung für Handgriff-Aufnahme	SI-011.80.725
Tisch, dient als Ablagemöglichkeit während der Sitzposition, Montage an Haltegriff über Drahtgestell, Abmessung 365x265x10 mm	SI-132-0
Kopfkissenclips, halten das Kopfkissen bei aufgestelltem Kopfteil dieses in seiner Position. Dadurch wird ein komfortables Aufstehen ermöglicht	SI-038-0
Transportgestell, zur Unterstützung beim Transport, Kaution 300 €	TRANSP-08
Nachrüstsatz: Liegeflächen-Verlängerung auf 210 cm inkl. 1 Satz Holz-Seitenholme (ohne Matratze/Fußblock)	SI-040-0
Nachrüstsatz: Liegeflächen-Verlängerung auf 220 cm inkl. 1 Satz Holz-Seitenholme (ohne Matratze/Fußblock)	SI-040-1
Matratze 85 x 177 cm, inkl. Fußblock 85 x 20 cm (200 cm)	SI-500-0
Matratze 85 x 177 cm, inkl. Fußblock 85 x 25 cm (210 cm)	SI-500-1
Matratze 85 x 182 cm, inkl. Fußblock 85 x 33 cm (220 cm)	SI-500-2
Seitengittererhöhung Holz, beidseitig	NS-058-1
Seitengitter-Verkleidung aus Verbundstoff	NS-049-0

Ersatzteile

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Elektro-Komponenten	
Nacken-, Knieknickmotor	SI-011.80.820
Drehmotor	SI-011.80.815
Rückenmotor	SI-011.80.810
Unterschenkelmotor	SI-011.80.822
Höhenmotor	ZLI-00005
Stromversorgung CP20	ZLI-00022
Steuerbox CU20	SI-011.80.834
Sicherungsring Motoren	SI-011.80.825
Absperrbox	SI-011.90.010
Netzkabel	NS-011.80.903
Verbindungsbox MJB	SI-011.80.895
Modulkabel MJB	SI-011.80.898
Handschalter Iskomed Logo	ZLI-00003
Handschalter Servicepersonal	ZLI-00004
Anschlusskabel Unterschenkelmotor	SI-011.80.850
Anschlusskabel Rücken-, Knieknickmotor	SI-011.80.855
Anschlusskabel Höhenmotor	SI-011.80.860
Anschlusskabel Nackenmotor	SI-011.80.870
Sicherheitsschalter SLS4X0-398	SI-011.80.880
Sicherheitsschalter SLS4X0-399	SI-011.80.890
Sonstige Komponenten	
Kopfbrett, Maß: 996x640x28 mm	SI-011.85.010
Fußbrett, Maß: 996x640x28 mm	SI-011.85.009
Holz-Abdeckplatte, mit Ausschnitt unter dem Rückenteil, Maß: 784 x 415 mm	SI-011.85.180
Holz-Abdeckplatte, ohne Ausschnitt unter dem Fußteil, Maß: 775 x 764 mm	SI-011.85.181
Holz-Seitengitter Satz, Maß: 1990x80x28 mm, ohne Holzkehle, 1 Satz = 4 Stück im Karton	SI-011.85.201
Doppellenkrolle mit Totalfeststeller \varnothing 75 mm	KR-100.85.101