





## Technisches Datenblatt

## Abmessungen



<b>Maß A</b>	200 cm
<b>Maß B</b>	83 cm
<b>Maß C</b>	205 cm
<b>Maß D</b>	91 cm
<b>Maß E</b>	30 cm
<b>Maß F</b>	50 cm

## Elektrische Verstellmöglichkeiten



Elektrische Nackenverstellung

Elektrische Kopfteilverstellung

Elektrische Oberschenkelauflagenverstellung

Elektrische Unterschenkelauflageverstellung

Elektrische Höhenverstellung

Elektrische Aufstehfunktion

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	min. +5 °C max. +40 °C	
Relative Luftfeuchte	min. 20 % max. 80 %	
Luftdruck (in Höhe ≤ 3000 m)	min. 700 hPa max. 1060 hPa	

## Technische Daten

Nennspannung	~ 230 V / 50 Hz
Nennleistung	170 VA
Gerätetyp B nach IEC 601-1	
Schutzklasse	
Schalleistungspegel	63 dB(A)
Einschaltdauer	ED 10 %, maximal 6 min/h
Gesamtbreite	91 cm
Gesamtlänge	205 cm
Optionale Bettverlängerung	10 cm, 20 cm
Unterfahrbarkeit	3 cm
Höhenverstellbarkeit	34 – 78 cm
Maximales Patientengewicht	135 kg
Sichere Arbeitslast	175 kg
Gesamtgewicht	195 kg
Maße der Liegefläche (Maß A x Maß B)	200/210/220cm x 90cm
Mindestlänge Unterschenkel des Patienten	≥ 32 cm
Verstellwinkel Oberschenkelauflage	0° bis 43°
Verstellwinkel Kopfteil	0° bis 83°
Verstellwinkel Nackenteil	0° bis 29°

## Empfohlenes Zubehör

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Patienten-Handgriffe 790 mm, beschichtet, starr, lang	SI-031-0-25
Zugriff, dient als Positionierungshilfe im Bett, wird am Kopfteil seitlich montiert	SI-011.85.307
Abdeckung für Handgriff-Aufnahme	SI-011.80.725
Tisch, dient als Ablagemöglichkeit während der Sitzposition, Montage an Haltegriff über Drahtgestell, Abmessung 365x265x10 mm	SI-132-0
Kopfkissenclips, halten das Kopfkissen bei aufgestelltem Kopfteil dieses in seiner Position. Dadurch wird ein komfortables Aufstehen ermöglicht	SI-038-0
Transportgestell, zur Unterstützung beim Transport, Kaution 300 €	TRANSP-08
Matratze 85 x 167 cm, inkl. Fußblock 85 x 25 cm (200 cm)	SI-502-0
Matratze 85 x 177 cm, inkl. Fußblock 85 x 25 cm (200 cm)	SI-502-1
Matratze 85 x 182 cm, inkl. Fußblock 85 x 25 cm (220 cm)	SI-502-2

## Ersatzteile

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
<b>Elektro-Komponenten</b>	
Höhenmotor	SI-011.80.914
Netzkabel (T-Kabel)	SI-011.80.949
Netzkabel	NS-011.85.238
Drehmotor	SI-011.80.915
Sicherheitsschalter SLS4X0+30400000	SI-011.80.952
Steckdose mit Sicherungsverschluss für 220V Stromkabel, dreiteilig	SB-009.85.034
Steuerbox CO61 Secondary	SI-011.80.931
Akkumodul BA 21 Li-Ion	SI-011.80.965
Anschlusskabel Rücken	SI-011.80.945
Batterieanschlusskabel für BA21	SI-011.80.966
Anschlusskabel Dreh- , Unterschenkelmotor	SI-011.80.943
Absperrbox	SI-011.90.010
Verbindungskabel ACC zu MJB	SB-011.85.096
Modular Junction Box MJB	SI-011.80.895
Handschalter ISKOMed Logo	ZLI-00003
Handschalter Servicepersonal	ZLI-00004
Modularkabel MJB	SI-011.80.898
Rückenmotor	SI-011.80.910
Unterschenkelmotor	SI-011.80.913
Anschlusskabel Nackenmotor	SI-011.80.941
Anschlusskabel Oberschenkelmotor	SI-011.80.942
Blindstopfen für Stromversorgung	SI-011.80.935
Steuerbox CO61 Primary	SI-011.80.930
Nackenmotor	SI-011.80.911
Oberschenkelmotor	SI-011.80.912
Blindstopfen für MJB	KP-011.80.830
<b>Sonstige Komponenten</b>	
Kopfbrett	SI-012.85.051
Fußbrett	SI-012.85.052
Seitliches Holzteil, Liegefläche	SI-012.85.050
Seitliches Holzteil, Fußauflage	SI-012.85.054
Doppellenkrolle mit Totalfeststeller $\varnothing$ 75 mm	KR-100.85.101