





Technisches Datenblatt

Hilfsmittelnummer

Hilfsmittelverzeichnis der Spitzenverbände der Krankenkassen:


19.40.01.4004

Abmessungen



Maß A	200 cm
Maß B	90 cm
Maß C	205 cm
Maß D	97 cm
Maß E	0 – 82°

Elektrische Verstellmöglichkeiten



Elektrische Höhenverstellung

Elektrische Kopfteilverstellung

Elektrische Unterschenkelauflagenverstellung

Elektrische Comfort-Position

Elektrische Stehfunktion

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	min. +5 °C max. +40 °C	
Relative Luftfeuchte	min. 20 % max. 80 %	
Luftdruck (in Höhe ≤ 3000 m)	min. 700 hPa max. 1060 hPa	

Technische Daten

Nennspannung	~ 230 V / 50 Hz
Nennleistung	170 VA
Gerätetyp B nach IEC 601-1	
Schutzklasse	
Schallleistungspegel	63 dB(A)
Einschaltdauer	ED 10 %, maximal 6 min/h
Gesamtbreite	97 cm
Gesamtlänge	205 cm
Optionale Bettverlängerung	10 cm, 20 cm
Unterfahrbarkeit	13 cm
Höhenverstellbarkeit	40 – 80 cm
Maximales Patientengewicht	135 kg
Sichere Arbeitslast	170 kg
Gesamtgewicht	192 kg
Maße der Liegefläche (Maß A x Maß B)	200/210/220 cm x 90 cm
Mindestraumhöhe (bei 200 cm Matratze)	239 cm
Verstellwinkel Oberschenkelauflage	0° bis 48°
Verstellwinkel Kopfteil	0° bis 72°
Verstellwinkel Stehfunktion	82° (bei einer Bettverlängerung auf 2,2 m reduziert sich der Stehwinkel auf 75°)

Empfohlenes Zubehör

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Seitengitter-Verkleidung aus Verbundstoff (empfohlen für Patienten mit eingeschränkter Wahrnehmung)	NS-049-0
Seitengitter-Erhöhung (zum Aufstecken, Erhöhung um 16cm)	NS-058-0
Arbeits- und Therapietisch mit Körperausschnitt (Holz)	SB-025-0
Arbeits- und Therapietisch mit Körperausschnitt (Plexiglas)	SB-029-0
Armstützen	SB-031-0
Fußplatte winkelverstellbar negativ	SB-030-0
Gurtsystem (Polyester-Stoffpolster)	SB-032-0
Gurtsystem (Kunststoffpolster)	SB-032-1
Halterung für Patientenaufrichter	SB-024-1
Patientenaufrichter inkl. Haltegriff	SB-024-2
Infrarotsteuerung	NS-262-0-SB
Lernhandbedienung für Infrarotsteuerung	NS-262-1-SB
Metallseitengitter, Chrom glänzend	SB-022-2
Kopffixierung mit Befestigung, bis 100 cm Breite	SB-181-0
Kopffixierung mit Befestigung, ab 110 cm Breite	SB-181-2

Ersatzteile

Artikelbezeichnung	Bestellnummer
Elektro-Komponenten	
Steh-, Höhenmotor	SB-011.85.091
Bedienungspanel ACC	SB-011.85.089
Handbedienung	SB-011.85.088
Rückenmotor	SB-011.85.093
Oberschenkelmotor	SB-011.85.094
Anschlusskabel Stehmotor	SI-011.80.855
Anschlusskabel Höhen-, Rücken, Oberschenkelmotor	SB-011.85.097
Netzkabel	NS-011.85.238
Steuerung	SI-011.80.835
Stromversorgung	ZLI-00022
Sicherungsring, Befestigungsclip	SI-011.80.825
Verbindungskabel ACC zu MJB	SB-011.85.096
Verschlusskamm Steuerbox	SB-011.85.050
Sonstige Komponenten	
Holz-Seitenholm, Maße: 1990x95x28 mm	NS-011.85.415
Gleitstück, Schieberbaugruppe beige	SB-011.85.428
Gasfeder 1600N	SB-011.80.034
Bauchpolster 240 mm x 470 mm, Stoff schwarz	SB-109.85.110
Bauchpolster 240mm x 600mm, Stoff schwarz	SB-009.85.526
Doppel-Lenkrolle für Stehbett 125 mm Ø f. Zentr-Bremse m. Totalfeststellung (Farbmarkierung: grau / rot)	SB-011.85.111
Doppel-Lenkrolle für Stehbett 125 mm Ø f. Zentr-Bremse m. Richtungsfeststellung und Totalfeststellung (Farbmarkierung: grün / rot)	SB-011.85.110
Doppel-Tritthebel links/rechts, Zentralbremse, Polyamid	SB-023.80.100
Einfach-Tritthebel links/rechts, Zentralbremse, Polyamid	SB-023.80.101