

Belladorm Max

Das Standard-Pflegebett für adipöse Patienten

Max.
Patienten-
gewicht
280 kg

Sichere
Arbeitslast
bis 320 kg

Maße:
120 x 200 cm

Höhen-
verstellbereich
22 - 62 cm oder
40 - 80 cm



◀ Die stabile Liegefläche des Belladorm Max ist speziell für die hohen Belastungen in der Pflege von adipösen Patienten ausgelegt. Ein dafür entwickelter Mechanismus in Kopf- und Fußteil sorgt für Stabilität auch bei einseitiger Belastung beim Sitzen am Bett.

▶ Der fünffach belegte Handschalter bietet auch eine Trendelenburg- und eine Komfortfunktion.




Das **Belladorm Max** ist die perfekte Lösung für Patienten mit einem Gewicht von bis zu 280 kg. Das Pflegebett bietet variable Bodenfreiheit für den Einsatz von Patientenliftern. Das Belladorm Max ist bei den Kranken- und Pflegekassen als Hilfsmittel eingetragen.

Produktdetails

- | 4-geteilte Liegefläche mit Metallgitterauflage
- | Patientenaufrichter mit Handgriff
- | Stabilisierungssystem für seitliche Belastungen
- | Elektrische Verstellung für Höhe, Kopf- und Beinteil
- | Handbedienung mit 4 oder 5 Funktionen sowie Einzelfunktionssperre
- | Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg-Lagerung
bis 220 kg Patientengewicht möglich
- | Hochwertiges Linak-Motorensystem
- | Einzeln gebremste Schwerlastrollen

| **Hilfsmittelnummern:**
19.40.01.7014 Krankenkasse
50.45.01.3014 Pflegekasse

Produktbilder



Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die Ausführung des Standard-Pflegebettes mit einem Höhenverstellbereich von 22 - 62 cm. Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung / Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch Seitengitterverkleidungen aus Kunstleder oder Stoff. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung .

Technische Daten

- | Matratzenbreite: 120 cm
- | Matratzenlänge: 200 - 220 cm
- | Betthöhe: 22 - 62 cm / 44 - 82 cm
- | Max. Patientengewicht: 280 kg
- | Sichere Arbeitslast: 320 kg

Extra Ausstattung / Optionales

- | Höhenverstellbereich: 22 - 62 cm
- | Höhenverstellbereich: 40 - 80 cm
- | Patientengewicht: 220 kg / Sichere Arbeitslast: 260 kg
- | Patientengewicht: 280 kg / Sichere Arbeitslast: 320 kg (Nur bei Höhenverstellb.: 22 - 62 cm möglich)
- | Aufstehhilfe Easy EX (NS-035-0)
- | Aufstehhilfe Easy EX light (NS-035-LC)
- | Seitengitterverkleidung Kunstleder (NS-049-1)
- | Seitengitterverkleidung Stoff (NS-049-0)
- | Aufrichter 3-Beinig (NS-261-0)