

Curadorm Pro

Das Pflegebett für die Station

Max.
Patienten-
gewicht
170 kg

Sichere
Arbeitslast
210 kg

In 3 Längen
bestellbar:
200, 210 und
220 cm

Höhen-
verstellbereich
32 - 82 cm



◀ Mit dem Zentralbremssystem werden alle vier Rollen gleichzeitig festgestellt, sodass das Bett ganz einfach direkt an der Wand sicher positioniert werden kann.

▶ Verstellbare Matratzenhalterungen sorgen für hohe Flexibilität und zusätzliche Sicherheit bei der Fixierung verschiedener Auflagesysteme.



Das **Curadorm Pro** ist ein Pflegebett mit Scherenhubsystem vor allem für den professionellen Einsatz in Pflegeheimen und Rehazentren. Der besonders große Verstellbereich und das hochwertige Rollensystem mit Zentralbremse werden im Pflegealltag von den Pflegenden besonders geschätzt.

Produktdetails

- | Einzel-Pflegebett in 80 oder 90 cm Breite
- | 4-geteilte, stabile Liegefläche mit hygienischem Metallgitter
- | Patientenaufrichter mit ergonomischem Handgriff
- | Handbedienung mit 4 Funktionen und Einzelfunktionssperre
- | Systemausschnitt an Kopf- und Fußbrett zur Aufbewahrung (z. B. Bettdecken)
- | Hochwertiges Linak-Motorensystem
- | Klinik-Doppellenkrollensystem mit Zentralbremse

Produktbilder



Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die Standardausführung des Pflegebettes. Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung /Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch Seitengitterverkleidungen aus Kunststoff oder Leder. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung ✉.

Technische Daten

- | Matratzenbreite: 80 – 90 cm
- | Matratzenlänge: 200 – 220 cm
- | Betthöhe: 32 – 82 cm
- | Max. Patientengewicht: 170 kg
- | Sichere Arbeitslast: 210 kg

Extra Ausstattung / Optionales

- | Breite: 80 cm
- | Breite: 90 cm
- | Länge: 200 cm
- | Länge: 210 cm
- | Länge: 220 cm
- | Aufstehhilfe Easy EX (NS-035-0)
- | Aufstehhilfe Easy EX light (NS-035-LC)
- | Kopf- / Fußbrett aussteckbar (NS-048-5)
- | Seitengitterverkleidung Kunstleder (NS-049-1)
- | Seitengitterverkleidung Stoff (NS-049-0)
- | Aufrichter 3-Beinig (NS-261-0)