

Exaflip

Die platzsparende Wandliege

Mit oder ohne
elektrischer
Höhen-
verstellung

Elektrischer
Höhen-
verstellbereich:
400 mm

Platzsparend
und vielseitig

Individuell
konfigurierbar



◀ Die Variante ohne elektrische Höhenfunktion kann variabel an der Wand installiert werden, sodass die Liegehöhe nach Bedarf gewählt werden kann.

▶ Im hochgeklappten Zustand wird Platz für andere Raumanforderungen geschaffen.



Die **Exaflip-Wandliegen** verbinden Flexibilität mit Funktionalität. Wandliegen sind die perfekte Lösung für einen Einsatz nach Bedarf, z. B. in Erste-Hilfe-Räumen in Schulen, Behörden oder Unternehmen. Die Wandliege von ISKMed ist individuell konfigurierbar und bietet eine große Auswahl an Zubehör.


Produktdetails

- | Liegeflächenmaße: 70 – 90 x 140 – 200 cm
- | Liegehöhenbereiche:
 - ohne Höhenverstellung: 66 – 86 cm
 - mit elektrischer Höhenverstellung: 66 – 106 cm
- | Pneumatisch unterstützte Klappfunktion
- | Handschalter mit Magnethalterung
- | Absperrbare Höhenfunktion



Produktbilder



Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die elektrische Ausführung der Wandliege. Auf dem Einzelbild Nr. 3 sehen Sie die Variante mit fester Höhe. Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung / Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch Seitengitter. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung .

Technische Daten

- | Breite: 70 - 90 cm
- | Länge: 140 - 200 cm
- | Liegehöhenbereiche:
 - 66 - 86 cm (feste Höhe)
 - 66 - 106 cm (elektrische Liege)
- | Sichere Arbeitslast: 135 kg

Extra Ausstattung / Optionales

- | Fest montierte Wandliege mit Gasfederunterstützung nach oben klappbar (WL-002-0)
- | Elektrisch betriebene Wandliege nach oben klappbar (WL-003-0)
- | Seitengitter (WL-202-0)
- | Akku-Betrieb
- | Montageschiene (WL-012-0)