

Exaneuro

Die hochstabile Behandlungsliege

Große
einteilige
Liegefläche

Optional mit
hydraulischer
Höhen-
verstellung

Hubsäulen mit
elektrischer
Höhen-
verstellung

Individuell
konfigurierbar



◀ Das Säulen-Hubsystem wird von kraftvollen und qualitativ hochwertigen Motoren angetrieben.

▶ Die Säulen haben einen Höhenverstellbereich von 40 cm und decken damit bei hoher Stabilität eine große Bandbreite für die Behandlung in der Physiotherapie ab.



Die **Exaneuro** ist vor allem für den Einsatz bei Therapieformen konzipiert, die eine große Auflagefläche und erhöhte Stabilität erfordern, wie Vojta oder Bobath. Die Liege kann in Bezug auf Liegeflächenmaße, Hubsystem und Design individuell konfiguriert werden. Alle Varianten sind mit einem integrierten Sicherheitssystem ausgestattet.

Produktdetails

| Liegeflächenmaße frei wählbar

| Hubsäule

Breite: 60 - 140 cm

Länge: 120 - 220 cm

Höhenverstellbereich: 48 - 88 cm

| Hubhebel elektrisch

Breite: 100 - 140 cm

Länge: 200 - 220 cm

Höhenverstellbereich: 44 - 82 cm

| Schere hydraulisch oder elektrisch

Breite: 100 - 120 cm

Länge: 160 - 220 cm

Höhenverstellbereich: 46 - 84 cm


| Sichere Arbeitslast: bis 300 kg

| Hub- und Antriebssystem nach dem Prinzip der integrierten Sicherheit

| Einzeln gebremste Lenkrollen

Produktbilder



Die erste Produktbilder-Serie auf dieser Seite zeigt die Ausführung der Behandlungsliege in der Hubsäulenvariante. Nach den Farbvarianten sehen Sie zudem die Liege in der Version "Schere elektrisch" und nachfolgend "Hubhebel elektrisch". Das finale Produkt verändert sich folglich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung /Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch ein Rollenhebesystem. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung .

Extra Ausstattung / Optionales

- | Hubsäule
- | Hubhebel elektrisch
- | Schere hydraulisch
- | Schere elektrisch
- | Zusätzlicher Fußtaster zum Einstellen der Arbeitshöhe **(BL-101-2)**
- | Nasenschlitz in der Liegefläche bzw. im Kopfteil **(SB-187-0)**
- | Abdeckung für Nasenschlitz **(SB-187-1)**
- | Kopfteil elektrisch verstellbar; +/- 30° (Aufpreis zu Rasterverstellung) **(BL-312-0)**
- | Seitengitter für Behandlungsliege, verchromt (1 Paar) **(BL-201-0)**
- | Kopfteil verstellbar mit Rastversteller; +/- 30° **(BL-310-0)**
- | Kopfteil verstellbar mit Gasfeder (Aufpreis zu Rasterverstellung) **(BL-311-0)**
- | Beinteil mit Rasterverstellung **(BL-999-3)**
Fußteil mechanisch mit Rastversteller verstellbar bis +30°
- | Papierrollenhalter **(BL-151-0)**
- | Rollenhebesystem **(BL-501-0)**
- | Zentralbremssystem