

Exaphysio

Die konfigurierbare Physiotherapie-Liege

Streng nach
Empfehlung
des BfArM

Höhenver-
stellbereich:
44 - 95 cm

Höhen-
verstellung
elektrisch oder
hydraulisch

Individuell
konfigurierbar



◀ Das Kopfteil kann bei Bedarf nicht nur auf +30° hochgestellt, sondern auch bis zu -30° abgesenkt werden.

▶ Mit dem optionalen Rollenhebesystem kann die Liege in einen noch stabileren Zustand gebracht werden.




Die Behandlungsliege **Exaphysio** ist der funktionale Alleskönner in der Physiotherapiepraxis. In der Standardausführung ist die Exaphysio mit einteiliger Liegefläche bestellbar. Dank zahlreicher Varianten bei Größe, Design und Zubehör können Therapeuten die Liege ganz nach ihren Anforderungen und Wünschen konfigurieren. Das hochwertige Hubsystem bietet höchste Stabilität für den Behandlungsalltag.

Produktdetails

- | Liegeflächenmaße frei wählbar: 60 – 90 x 140 – 220 cm
- | Höhenverstellung elektrisch oder hydraulisch möglich
- | Edelstahl-Fußpedale beidseitig (Hydraulik-Option)
- | Sichere Arbeitslast: 210 kg
- | Hub- und Antriebssystem nach dem Prinzip der integrierten Sicherheit
- | Einzeln gebremste Lenkrollen

Produktbilder



Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die Ausführung der Physiotherapie-Liege mit elektrischer Höhenverstellung. Zudem besitzt die aktuelle Modellreihe dieser Liege leicht veränderte Elemente, wie den Handschalter und das Motorsystem (Steuerbox und Motor). Zusätzlich auf den Bildern zu sehen, sind optionale Ausstattungen, wie das verstellbare Kopfteil, der Nasenschlitz inkl. Abdeckung sowie das Rollenhebesystem. Das finale Produkt verändert sich folglich optisch durch zusätzlich optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung / Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch verchromte Seitengitter. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung .

Technische Daten

- | Breite: 60 – 90 cm
- | Länge: 140 – 220 cm
- | Höhe: 44 – 95 cm
- | Sichere Arbeitslast: 210 kg

Extra Ausstattung / Optionales

- | Elektrische Höhenverstellung
- | Hydraulische Höhenverstellung
- | Zusätzlicher Fußtaster zum Einstellen der Arbeitshöhe (BL-101-2)
- | Seitengitter für Behandlungsliege, verchromt (1 Paar) (BL-201-0)
- | Nasenschlitz in der Liegefläche bzw. im Kopfteil (SB-187-0)
- | Abdeckung für Nasenschlitz (SB-187-1)
- | Kopfteil verstellbar mit Rastversteller; +/- 30° (BL-310-0)
- | Kopfteil verstellbar mit Gasfeder (Aufpreis zu Rastverstellung) (BL-311-0)
- | Kopfteil elektrisch verstellbar ; +/- 30° (Aufpreis zu Rastverstellung) (BL-312-0)
- | Beinteil mit Rastverstellung (BL-999-3)
Fußteil mechanisch mit Rastversteller verstellbar bis +30°
- | Papierrollenhalter (BL-151-0)
- | Rollenhebesystem (BL-501-0)
- | Zentralbremssystem
- | Bitte teilen Sie uns noch im Formular auf der Webseite (Textfeld) Ihre Wunschabmessungen mit