

Levacare / Levacare Pro

Das bewährte Stehgerät für die Reha und zu Hause

Stehgeräte



Gurtsystem
höhen-
verstellbar

Pneumatisch
unterstützte
**Tischhöhen-
verstellung**

**Edelstahl-
Handläufe**
parallel höhen-
verstellbar

Max.
**Patienten-
gewicht**
120 kg



◀ Die multifunktionalen Kniepolster sind serienmäßig bei allen Stehgeräten dabei.

Sie können horizontal, vertikal und in der Tiefeneinstellung justiert werden und haben eine integrierte Winkelverstellung, die sich im Gebrauch an die Bein-/Kniestellung anpasst.



Stehgeräte gehören zu den wichtigsten Geräten in der Rehabilitation und Pflege. Die stabile Bauweise des **Levacare** gibt dem Patienten bei seinem täglichen Stehtraining festen, sicheren Halt. Die Standard-Variante des Levacare wird ohne Gurtsystem geliefert, die Pro-Variante verfügt über eine elektrische Aufstehvorrichtung.

Produktdetails


- | Tischausschnitt mit ergonomischem Bauchpolster
- | Fußplatte mit Fersenschalen und Zehenfixierung
- | Patiententhaltegurt mit Boden (Größe S, M oder L)
- | Stabile Stahlrohrkonstruktion in Blau oder Braun
- | Holzelemente aus Multiplex mit hochfester HPL-Beschichtung
- | 4 Doppellenkrollen mit Totalfeststellung
- | Integrierte Saug-Blas-Steuerung beim Levacare Pro

 **Produktanfrage**
Levacare / Levacare Pro

| **Hilfsmittelnummern
der Krankenkassen:**
28.29.01.1025 Levacare
28.29.01.1026 Levacare Pro

Produktbilder



Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die Levacare Pro-Variante des Stehgerätes. Bei der Levacare-Variante entfällt das elektrische Gurtsystem. Das finale Produkt verändert sich zudem optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung / Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch einen 4-teiligen Tischrand aus Buche. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung .

Technische Daten

- | Gesamtlänge: 118 cm
- | Tischbreite: 66 cm
- | Gesamtbreite: 77 cm
- | Tischlänge: 59 cm
- | Holmhöhe: 84 - 107 cm
- | Patientengewicht: 120 kg
- | Holmbreite: 48 cm
- | Min./Max. Patientengröße: 120 - 220 cm
(kleiner als 140 cm muss eine höhenverstellbare
Fußplatte KR-724-X bestellt werden)
- | Tischhöhe: 100 - 130 cm

Extra Ausstattung / Optionales

- | Levacare (KR-100-B) ohne Gurtsystem
- | Levacare Pro (KR-111-B) mit elektrischem Gurtsystem
- | Patientenhaltegurt mit Boden „S“ (KR-608-X)
- | Patientenhaltegurt mit Boden „M“ (KR-607-X)
- | Patientenhaltegurt mit Boden „L“ (KR-606-X)
- | Patientenhaltegurt mit Noppen (KR-604-NO)
- | Patientenhaltegurt mit Sitzhose
- | Patientenhaltegurt mit großem Boden
- | Haltestange mit Hüftpelotten (KR-620-X)
- | Oberkörperpelotte inkl. Kopfstütze (KR-631-X)
- | Tischplatte horizontal verschiebbar (KR-710-X)
- | Fußplatte horizontal verschiebbar (KR-720-X)
- | Fußplatte horizontal verschiebbar und höhenverstellbar (KR-724-X)
- | Brustpelotte 15 cm (KR-744-X)
- | Brustpelotte 25 cm (KR-745-X)
- | Kniepolster extra weich (KR-801-X)
- | Fersenklettbander (KR-805-X)
- | Tischrand Buche, 4-teilig (KR-602-X)
- | Fußplattenerhöhung