

Levaflex

Das ergonomische Stehgerät



Aus-
schwenkbare
Hinterräder

Synchronlauf
von **Gurt- und
Kippmotor**

Pneumatisch
unterstützte
**Tischhöhen-
verstellung**

Max.
**Patienten-
gewicht**
120 kg



◀ Die Kippfunktion erleichtert das Aufstehen sowie das Absetzen und ist weniger belastend für den Patienten.

▶ Die Funktionen Kippen und Gurtautomatik können synchron oder getrennt voneinander geschaltet werden.




Das **Levaflex** ist das Stehgerät mit der höchsten Funktionalität. Vor dem Aufstehen oder Absetzen werden Armläufe, Knieabstützung und Fußplatte dem Patienten zugeneigt, was den Vorgang erleichtert. Knie und Gesäß des Patienten werden dank der Kippfunktion weniger belastet, bei gewohnter Stabilität und Sicherheit.

Produktdetails

- | Ergonomisch justierbare Knieführung
- | Tischausschnitt mit ergonomischem Bauchpolster
- | Fußplatte mit Fersenschalen und Zehenfixierung
- | Elektrisches Gurtsystem
- | Patientenhaltegurt mit Boden (Größe S, M oder L)
- | Stabile Stahlrohrkonstruktion in Blau oder Silber
- | Holzelemente aus Multiplex mit hochfester HPL-Beschichtung
- | Ausschwenkbare Hinterräder
- | 4 Doppellenkrollen mit Totalfeststellung

Produktbilder



Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die Standardausführung des Stehgerätes. Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung / Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch einen 4-teiligen Tischrand aus Buche. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung .

Technische Daten

- | Gesamtlänge: 100 - 103 cm
- | Tischbreite: 64 cm
- | Gesamtbreite: 73 - 78 cm
- | Tischlänge: 58 cm
- | Holmhöhe: 80 - 100 cm
- | Patientengewicht: 120 kg
- | Holmbreite: 49 cm
- | Min./Max. Patientengröße: 140 - 220 cm
- | Tischhöhe: 100 - 132 cm

Extra Ausstattung / Optionales

- | Levaflex (KR-214-B) Rahmenfarbe Blau
- | Levaflex (KR-214-S) Rahmenfarbe Silber
- | Patiententhaltegurt mit Boden „S“ (KR-608-X)
- | Patiententhaltegurt mit Boden „M“ (KR-607-X)
- | Patiententhaltegurt mit Boden „L“ (KR-606-X)
- | Patiententhaltegurt mit Noppen (KR-604-NO)
- | Patiententhaltegurt mit Sitzhose
- | Patiententhaltegurt mit großem Boden
- | Haltestange mit Hüftpelotten (KR-620-X)
- | Oberkörperpelotte inkl. Kopfstütze (KR-631-X)
- | Tischplatte horizontal verschiebbar (KR-710-X)
- | Brustpelotte 15 cm (KR-744-X)
- | Brustpelotte 25 cm (KR-745-X)
- | Kniepolster extra weich (KR-801-X)
- | Fersenklettbänder (KR-805-X)
- | Akkubox (KR-703-X)
- | Tischrand Buche, 4-teilig (KR-602-X)
- | Fußplattenerhöhung