

# Levatrain

Das funktionale und preiswerte Stehgerät

Stehgeräte



Elektrisches Gurtsystem mit premium **Linearantrieb**

Pneumatisch unterstützte **Tischhöhenverstellung**

**Edelstahl-Handläufe** parallel höhenverstellbar

Max. **Patientengewicht** 120 kg



- ◀ Die integrierte Tischhöhenverstellung ist dank Gasfederunterstützung sehr leichtgängig.
- ▶ Die serienmäßig ausschwenkbaren Hinterräder erleichtern das Einfahren mit dem Rollstuhl in das Stehgerät. Vor allem bei Rollstühlen mit breiteren Sitzen ist dies von Vorteil.



Das **Levatrain** Stehgerät besitzt ein integriertes elektrisches Gurtsystem und erleichtert den Aufstehvorgang bei gleichzeitig stabilem Halt. Der trapezförmige Grundrahmen sowie die ausschwenkbaren Hinterräder ermöglichen die Nutzung des Stehgeräts auch für Patienten mit breiteren Rollstühlen.

## Produktdetails

- | Tischausschnitt mit ergonomischem Bauchpolster
- | Fußplatte mit Fersenschalen und Zehenfixierung
- | Elektrisches Gurtsystem
- | Patientenhaltegurt mit Boden (Größe S, M oder L)
- | Stabile Stahlrohrkonstruktion in Blau oder Silber
- | Verbreiterbarer Zugangsbereich
- | Holzelemente aus Multiplex mit hochfester HPL-Beschichtung
- | Ausschwenkbare Hinterräder
- | 4 Doppellenkrollen mit Totalfeststellung



## Produktbilder



Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die Standardausführung des Stehgerätes. Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung /Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch einen 4-teiligen Tischrand aus Buche. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung .

## Technische Daten

- | Gesamtlänge: 100 - 103 cm
- | Tischbreite: 64 cm
- | Gesamtbreite: 73 - 78 cm
- | Tischlänge: 58 cm
- | Holmhöhe: 80 - 100 cm
- | Patientengewicht: 120 kg
- | Holmbreite: 49 cm
- | Min./Max. Patientengröße: 140 - 220 cm
- | Tischhöhe: 100 - 132 cm

## Extra Ausstattung / Optionales

- | Patiententhaltegurt mit Boden „S“ (KR-608-X)
- | Patiententhaltegurt mit Boden „M“ (KR-607-X)
- | Patiententhaltegurt mit Boden „L“ (KR-606-X)
- | Patiententhaltegurt mit Noppen (KR-604-NO)
- | Patiententhaltegurt mit Sitzhose
- | Patiententhaltegurt mit großem Boden
- | Haltestange mit Hüftpelotten (KR-620-X)
- | Oberkörperpelotte inkl. Kopfstütze (KR-631-X)
- | Tischplatte horizontal verschiebbar (KR-710-X)
- | Brustpelotte 15 cm (KR-744-X)
- | Brustpelotte 25 cm (KR-745-X)
- | Kniepolster extra weich (KR-801-X)
- | Fersenklettbander (KR-805-X)
- | Akkubox (KR-703-X)
- | Tischrand Buche, 4-teilig (KR-602-X)
- | Fußplattenerhöhung