

# Levatrain Max

Das Stehgerät für adipöse Patienten

Stehgeräte




Geeignet für  
**XL-Rollstühle**

Pneumatisch  
unterstützte  
**Tischhöhen-  
verstellung**

Breitere  
**Edelstahl-  
Handläufe**

Max.  
**Patienten-  
gewicht**  
200 kg





◀ Sowohl die **Edelstahl-Handläufe** als auch der Grundrahmen sind beim Levatrain Max besonders breit, sodass der Zugang mit **XL-Rollstühlen** möglich ist und **adipöse Patienten** gut darin Platz finden.

Das **Levatrain Max** wurde speziell für adipöse Patienten entwickelt. Die verstärkte Fußplatte und der breitere, hochstabile Rahmen für XL-Rollstühle ermöglichen Patienten bis zu einem Gewicht von 200 kg einen festen Stand.

## Produktdetails

- | Tischausschnitt mit ergonomischem Bauchpolster
- | Parallel höhenverstellbare Handläufe
- | Verstärkte Fußplatte mit Fersenschalen und Zehenfixierung
- | Elektrisches Gurtsystem
- | Patientenhaltegurt mit Boden (Größe S, M, L oder XL)
- | Stabile, extra breite Stahlrohrkonstruktion in Anthrazitgrau
- | Besonders breiter Zugangsbereich
- | Holzelemente aus Multiplex mit hochfester HPL-Beschichtung
- | Ausschwenkbare Hinterräder
- | 4 Doppellenkrollen mit Totalfeststellung

## Produktbilder



Stehgeräte

Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die Standardausführung des Stehgerätes. Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung /Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch einen 4-teiligen Tischrand aus Buche. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung .

## Technische Daten

- | Gesamtlänge: 100 - 103 cm
- | Tischbreite: 64 cm
- | Gesamtbreite: 84 - 89 cm
- | Tischlänge: 58 cm
- | Holmhöhe: 80 - 89 cm
- | Patientengewicht: 200 kg
- | Holmbreite: 57 cm
- | Min./Max. Patientengröße: 140 - 220 cm
- | Tischhöhe: 100 - 132 cm

## Extra Ausstattung / Optionales

- | Patientenhaltegurt mit Boden „S“ (KR-608-X)
- | Patientenhaltegurt mit Boden „M“ (KR-607-X)
- | Patientenhaltegurt mit Boden „L“ (KR-606-X)
- | Patientenhaltegurt mit Noppen (KR-604-NO)
- | Patientenhaltegurt mit Sitzhose
- | Patientenhaltegurt mit großem Boden
- | Patientenhaltegurt mit Boden verstärkt bis 200 kg „XL“ (KR-689-X)
- | Patientenhaltegurt mit Boden verstärkt bis 200 kg „L“ (KR-686-X)
- | Haltestange mit Hüftpelotten (KR-620-X)
- | Oberkörperpelotte inkl. Kopfstütze (KR-631-X)
- | Tischplatte horizontal verschiebbar (KR-710-X)
- | Brustpelotte 15 cm (KR-744-X)
- | Brustpelotte 25 cm (KR-745-X)
- | Kniepolster extra weich (KR-801-X)
- | Einstellbare XL-Kniepolster (KR-850-X)
- | Fersenklettbander (KR-805-X)
- | Akkubox (KR-703-X)
- | Tischrand Buche, 4-teilig (KR-602-X)
- | Fußplattenerhöhung