

Rotadorm Low

Das Aufstehbett für kleinere Patienten



Max.
**Patienten-
gewicht**
135 kg

Sichere
Arbeitslast
175 kg

3 Längen
einstellbar:
**200, 210 und
220 cm**

**Höhen-
verstellbereich**
34 - 78 cm

Drehrichtung
beidseitig
möglich



◀ Mit der Notentriegelung am Drehmotor kann die Liegefläche manuell ein- und ausgedreht werden.

▶ Die spezielle Niederflur-Bauart ermöglicht einen besonders tiefen Ein- bzw. Ausstieg und ist deshalb vor allem für kleinere Patienten unter 165 cm Körpergröße optimal geeignet.






Das **Rotadorm Low** wurde als Aufstehbett für Personen unter 165 cm Größe entwickelt. Es bietet alle Funktionalitäten der Rotadorm-Serie wie einzeln verstellbare Rahmenelemente sowie die Möglichkeit, alle individuellen Einstellungen für den täglichen Gebrauch zu speichern.

Produktdetails

- | 85 cm breite Liegefläche, auf 3 Längen einstellbar
- | Für individuellen Aufstehvorgang mit geringer Sitzhöhe
- | Höhe, Kopfteil, Nackenteil, Oberschenkelauflage, Unterschenkelauflage und Drehmechanismus einzeln elektronisch einstellbar
- | 2-geteilte Spezialmatratze mit Inkontinenzbezug
- | Patientenaufrichter mit Handgriff
- | Abnehmbare Patienten-Handgriffe
- | Programmier- und Patientenhandbedienung
- | Optional mit Batteriesystem zur autarken Nutzung aller Funktionen
- | Stabiles Scherenhubsystem zur Höhenverstellung
- | Einzeln gebremste Doppellenkrollen

Produktbilder



Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die Standardausführung des Aufstehbettes. Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung / Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch einen Zuggriff. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung .

Technische Daten

- | Matratzenbreite: 85 cm
- | Matratzenlänge: 200 / 210 / 220 cm
- | Betthöhe: 34 - 78 cm
- | Max. Patientengewicht: 135 kg
- | Sichere Arbeitslast: 175 kg

Extra Ausstattung / Optionales

- | Liegeflächenabmessung: 85 x 200 cm (SI-012-1)
- | Liegeflächenabmessung: 85 x 210 cm (SI-012-21)
- | Liegeflächenabmessung: 85 x 220 cm (SI-012-22)
- | Drehrichtung: links
- | Drehrichtung: rechts
- | **Zuggriff (SI-011.85.307)**
dient als Positionierungshilfe im Bett, wird am Kopfteil montiert
- | **Abdeckung für Handgriff-Aufnahme (SI-011.80.725)**
ermöglicht ein seitliches Aussteigen aus dem Bett
- | **Tisch (SI-132-0)**
dient als Ablagemöglichkeit während der Sitzposition, Montage an Haltegriff über Drahtgestell, Abmessung 365 x 265 x 10 mm