

Rotadorm Mobil

Das transportable Aufstehbett

Max.
Patienten-
gewicht
135 kg

Sichere
Arbeitslast
175 kg

2 Längen
einstellbar:
**200 und
210 cm**

Höhen-
verstellbereich
31 - 81 cm

Drehrichtung
beidseitig
möglich



◀ Auf den Transportadaptern montiert, ist das Bett so klein, dass es in nahezu jedem Aufzug transportiert werden kann und von keinem Türrahmen mehr aufgehalten wird.

▶ Mit dem Service-Handscharter können vier Funktionen gespeichert werden.



Das **Rotadorm Mobil** wurde für den Einsatz in der Kurzzeitpflege zu Hause entwickelt. Das Aufstehbett lässt sich schnell und einfach auf- und abbauen und platzsparend verstauen, wenn es nicht benötigt wird. Über den Service-Handschalter können vier individuelle Einstellungen gespeichert werden, die für den Patienten und die Pflegenden eine praktische Hilfe im Alltag sind.

Produktdetails

- | Mobiles Einzelbett mit 90 cm Breite, auf 2 Längen einstellbar
- | Vier programmierbare Positionen: Liegen, Drehen, Sitzen und Aufstehen
- | 2-geteilte Spezialmatratze mit Inkontinenzbezug
- | Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg-Lagerung möglich
- | Zusätzliche Aufstehfunktion durch programmierbares Kippen der Oberschenkelauflage
- | Bremssystem an Kopf- und Fußseite
- | Transportmaße: 80 x 96 x 109 cm (B x L x H)
- | Inkl. Transportadapter
- | Gut zu transportieren und einfach zu verstauen dank geringer Abmessungen
- | Abnehmbare Patienten-Handgriffe

Produktbilder



Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die Standardausführung des Aufstehbettes. Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung / Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch einen zusätzlichen Tisch. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung ☒.

Technische Daten

- | Matratzenbreite: 90 cm
- | Matratzenlänge: 200 / 210 cm
- | Betthöhe: 31 – 81 cm
- | Max. Patientengewicht: 135 kg
- | Sichere Arbeitslast: 175 kg

Extra Ausstattung / Optionales

- | Liegeflächenabmessung: 90 x 200 cm (SI-013-1)
- | Liegeflächenabmessung: 90 x 210 cm (SI-013-21)
- | Drehrichtung: links
- | Drehrichtung: rechts
- | **Abdeckung für Handgriff-Aufnahme (SI-011.80.725)**
ermöglicht ein seitliches Aussteigen aus dem Bett
- | **Tisch (SI-132-0)**
dient als Ablagemöglichkeit während der Sitzposition, Montage an Haltegriff über Drahtgestell, Abmessung 365 x 265 x 10 mm