

Rotadorm Vario

Der Einlegerahmen mit Aufstehfunktion

Max.
Patienten-
gewicht
bis 135 kg

Sichere
Arbeitslast
bis 175 kg

Höhen-
verstellbereich
40 - 80 cm

Für
Bettenrahmen
mit 90 cm
Breite

Drehrichtung
beidseitig
möglich



◀ Auch bei der Vario-Version unserer Rotadorm-Bettenserie kann die Aufstehfunktion individuell auf den Patienten eingestellt und gespeichert werden.

▶ Mit einem Spezial-Einlegerahmen in einem beliebigen Bettgestell kann ein Pflegebett gestaltet werden, das perfekt zum Einrichtungsstil passt.



Das **Rotadorm Vario** ist ein Spezial-Einlegerahmen, der neben den gewohnten komfortablen Funktionen der ISKOmed-Pflegebetten auch über eine Dreh-/Sitz- und Aufstehfunktion verfügt. Der Rahmen fügt sich perfekt in ein vorhandenes Bettgestell und bietet dem Patienten sowie den Pflegenden jeglichen Komfort im Pflegealltag. Das Rotadorm Vario kann in einem Einzel- oder einem Doppelbett eingesetzt werden.

Produktdetails

- | Hochwertiges 6-motoriges Pflegebettssystem
- | Länge individuell einstellbar: 200 und 220 cm
- | 2-geteilte Spezialmatratze mit integrierten Halterungen
- | 5-geteilte Liegefläche mit Federholzleisten
- | Variabel einstellbare Matratzenhaltebügel
- | Patientenaufrichter mit ergonomischem Handgriff
- | Programmier- und Patientenhandbedienung

Produktbilder



Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die Ausführung mit Rollen. Der Einlegerahmen kann wahlweise auch mit Standfüßen geliefert werden. Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung / Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch einen Zugriff. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung ✉.

Technische Daten

- | Matratzenbreite: 85 cm
- | Matratzenlänge: 200 – 220 cm
- | Betthöhe: 40 – 80 cm
- | Max. Patientengewicht: 135 kg
- | Sichere Arbeitslast: 175 kg

Extra Ausstattung / Optionales

- | Drehrichtung: links
- | Drehrichtung: rechts
- | **Kopfkissenclipse (SI-038-0)**
halten das Kopfkissen bei aufgestelltem Kopfteil in seiner Position, dadurch wird ein komfortables Aufstehen ermöglicht
- | **Zuggriff (SI-011.85.307)**
dient als Positionierungshilfe im Bett, wird am Kopfteil montiert
- | **Abdeckung für Handgriff-Aufnahme (SI-011.80.725)**
ermöglicht ein seitliches Aussteigen aus dem Bett
- | **Tisch (SI-132-0)**
dient als Ablagemöglichkeit während der Sitzposition, Montage an Haltegriff über Drahtgestell, Abmessungen 365 x 265 x 10 mm
- | **Transportgestell (TRANSP-08)**
zur Unterstützung beim Transport, Kaution 300 €
- | **Akku-Pack mit Ladekreislauf (SI-011.85.050)**
Sicherheitsausstattung für Stromausfall – alle elektrischen Funktionen können somit auch ohne Netzspannung in die Ausgangsposition zurückgefahren werden