

Belladorm Duo

Das Partner-Pflegebett

Max.
Patienten-
gewicht
2 x 135 kg

Maximale
Gesamt-
belastung
350 kg

Maße:
180 x 200 cm

Höhen-
verstellbereich
36 - 76 cm



◀ Mit einer Vielzahl von Verstellfunktionen für beide Betthälften erhalten beide Partner optimalen Komfort. Auch die mit Rasterlösung konzipierte Beinhochlage ist auf Knopfdruck möglich (Bild links).

◀ Zwei separate Handschalter sorgen für individuelle Bewegungsfreiheit.

Belladorm Duo ist das Pflegebett für Paare, die gemeinsam stabil und komfortabel liegen und schlafen möchten. Das Pflegebett ist unter anderem mit zwei Handschaltern ausgestattet: Einer steuert den Kopf- und Fußbereich einer Seite des Bettes. Der andere Handschalter verstellt die Höhe sowie den Kopf- und Fußbereich und hat zusätzlich eine Autokontur-Funktion für die zweite Seite des Bettes.

Produktdetails

- | Doppelbett mit einzelnen Liegeflächen
- | 2 x 4-geteilte Liegefläche mit stabiler Metallgitterauflage
- | Patientenaufrichter mit Handgriff
- | 4-fach-Handschalter mit Einzelfunktionssperre
- | 2-fach-Handschalter mit Einzelfunktionssperre für das Partnerbett
- | Stabilisierungssystem für einseitige Belastung
- | Hochwertiges Linak-Motorensystem

Produktbilder



Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die Standardausführung des Pflegebettes. Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung /Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch Seitengitterverkleidungen aus Kunstleder oder Stoff. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung ✉.

Technische Daten

- | Matratzenbreite: 180 cm
- | Matratzenlänge: 200 cm
- | Betthöhe: 36 – 76 cm
- | Max. Patientengewicht: 2 x 135 kg
- | Sichere Arbeitslast: 350 kg

Extra Ausstattung / Optionales

- | Aufstehhilfe Easy EX (NS-035-0)
- | Aufstehhilfe Easy EX light (NS-035-LC)
- | Seitengitterverkleidung Kunstleder (NS-049-1)
- | Seitengitterverkleidung Stoff (NS-049-0)
- | Aufrichter 3-Beinig (NS-261-0)