

Untersuchungs- und Behandlungsliegen



Katalog 2023

Das sind wir!



Bei ISKOMed beziehen wir Präzisions-Edelstahlelemente ausschließlich von Herstellern in Deutschland. Die Weiterverarbeitung findet in unserem Werk in Bayreuth statt, wo wir die Qualität immer im Blick haben.

Auf Wunsch ganz individuell: Viele unserer Produkte sind auch als Sonderanfertigungen erhältlich. Für die hohe Qualität und die notwendige Präzision bei den hochwertigen Medizinprodukten sorgt unser erfahrenes Team.



Wir arbeiten Hand in Hand, von der Entwicklung über die Rohfertigung bis zur Endmontage, immer in enger Abstimmung auch mit der Geschäftsleitung. Auf diese Weise sorgen wir für gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte.

Mit ISKMed zu mehr Lebensqualität

Erstklassige Pflege heißt ISKMed, die Marke der ISKO Koch GmbH: Seit über 25 Jahren entwickeln und stellen wir Pflege- und Spezialbetten, Untersuchungs- und Behandlungsliegen, Stehgeräte und Mobilitätshilfen her, die bei der stationären und häuslichen Pflege sowie in der Reha eingesetzt werden.

Bei der Entwicklung unserer Produkte stehen bei uns gleichermaßen die Patienten wie das Pflege- und Therapiepersonal im Fokus. Unsere Ziele verfolgen wir mit Erfahrung und Herzblut: höchsten Komfort und damit mehr Lebensqualität sowie Entlastung bei der täglichen Arbeit.

Erstklassig von der Idee bis zum Produkt

ISKMed steht für höchste Qualität nach deutschen und EU-Vorgaben: Unsere Produkte werden nach europäischen Richtlinien unter anderem im oberfränkischen Bayreuth hergestellt und erfüllen die strengen Anforderungen der MDR. Das gilt sowohl für unser Standardsortiment als auch für Speziallösungen.

Auf Individualität legen wir großen Wert, denn jeder Mensch ist anders. Deshalb können Sie bei ISKMed auch Produkte in Auftrag geben, die genau zum Patienten und seinen besonderen Bedürfnissen passen.

ISKMed: Das sind Medizinprodukte, die für Langlebigkeit, Sicherheit und Stabilität bekannt sind. Darauf können Sie sich verlassen.

Produktübersicht

	Breite [cm]	Länge [cm]	Höhenverstellbereich [cm]	Sichere Arbeitslast [kg]	Akku-System	Wechselakku	Netzkabelgebunden	hydr. Höhenverstellung	Scherenhubsystem	Hubhebelsystem	Hubsäule (n)
Exadoc Endo	70	200	55 - 95	210	●	●	●	●	●	●	●
Exadoc Cardio	80	200	44 - 95	210	●	●	●	●	●	●	●
Exasan	80	200	69	170	●	●	●	●	●	●	●
Exasan Duo	70	200	60 - 65	170	●	●	●	●	●	●	●
Exaphysio	60 - 90	140 - 220	44 - 95	210	●	●	●	●	●	●	●
Exaneuro	60 - 140	120 - 220	48 - 88	300	●	●	●	●	●	●	●
	100 - 140	200 - 220	44 - 82		●	●	●	●	●	●	●
	100 - 120	160 - 220	46 - 84	260	●	●	●	●	●	●	●
Examobil	65	200	49 - 91	170	●	●	●	●	●	●	●
Exaflip	70 - 90	140 - 200	66 - 86 66 - 106	135	●	●	●	●	●	●	●
Exatrain Flex	73 - 120	185 - 205	44 - 84	170	●	●	●	●	●	●	●

● Ja
 ● Nein
 ● Optional

separates Kopfteil	Länge Kopfteil [cm]	Verstellmechanismus Kopfteil	Kopfteilverstellwinkel	Rollensystem [mm]	Rollensystem Min/Max	Rollenhebesystem	Zentralbremsystem	Seitengitter	Dachstellung	Beinteil	Beinteilverstellwinkel	Armstützen	Nasenschlitz	Papierrollenhalter	HMV-Nr.
●	40	elektrisch	0°	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S. 8-9
●	70	elektrisch	0°/+35°	100	●	●	●	●	●	●	+30°	●	●	●	S. 10-11
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S. 12-13
●	45	mechanisch	-30°/+45°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S. 14-15
●	45	elektrisch/ pneumatisch/ mechanisch	-30°/+30°	100	●	●	●	●	●	●	+30°	●	●	●	S. 18-19
●	45	elektrisch/ pneumatisch/ mechanisch	-30°/+30°	75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S. 20-21
●	45	elektrisch/ pneumatisch/ mechanisch	0°/+30°	100	●	●	●	●	●	●	+30°	●	●	●	
●	45	elektrisch/ pneumatisch/ mechanisch	-30°/+30°	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	50	mechanisch	-30°/+55°	75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S. 22-23
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S. 24-25
●	60	elektrisch	-30°/+60°	75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S. 26-27

Untersuchungs- und Behandlungsliegen

Untersuchungsliegen

Produktfinder

Finden Sie schnell die passenden Untersuchungsliegen für Ihre Anforderungen:
www.iskomed.de



Mit dem integrierten Lithium-Ionen-Akkusystem erhalten Sie eine Untersuchungs- liege, bei der sich die Akkus ein- fach austauschen lassen. Die Ladestation kann im Anwendungsraum z. B. an der Wand montiert werden. Daraus ergeben sich optimierte Arbeitsabläufe und stabile Hebeleistungen. Die Akkus wurden spe- ziiell für medizinische

Anwendungen entwickelt, um Pflege- kräfte, die mit mobilen, verstellbaren Ge- räten arbeiten und häufig Hebevorgänge mit erheblichen Lasten durch- führen, zu unterstützen.

Dr. med. Klaus Wagner vom renommier- ten Magen-Darm-Zentrum Bayreuth schwört auf die Sicherheitsfunktionen der endoskopischen Untersuchungs- liege.

Untersuchungsliegen sind in jeder medizinischen Einrichtung zu finden und werden im Praxis- und Klinikalltag nahezu durchgehend genutzt. Damit gehen hohe Anforderungen an Komfort, Funktionalität und auch Hygiene einher, zum Wohle der Patienten und zur Entlastung der Behandelnden.

ISK[®]med erfüllt mit seinen Standard- und Spezialliegen diese Anforderungen seit vielen Jahren. Neben der Praxisliege Exasan mit fester Höhe finden sich in unserem Sortiment auch spezielle Liegen für endoskopische sowie kardiologische Untersuchungen.

Innovation und Funktionalität stehen bei der Planung neuer und der Weiterentwicklung bestehender Produkte bei ISK[®]med im Fokus. So haben wir bei der Endoskopie-Liege beispielsweise die Seitengitter so konzipiert, dass sie den behandelnden Arzt im Sitzen nicht behindern, wenn sie abgesenkt sind.

Die Untersuchungsliegen von ISK[®]med sind mit abwaschbarem und desinfizierbarem Kunstleder bezogen sowie mit einer stabilen Stahl-Unterkonstruktion versehen. Auf den folgenden Seiten finden Sie verschiedene Liegenmodelle, teilweise mit optionalem Zubehör. Ihre Untersuchungsliege können Sie über unsere Website passend zu Ihren Anforderungen anfragen, z. B. in Bezug auf die Größe der Liegefläche.

Sollten Sie besondere Wünsche hinsichtlich Größe, Design oder Funktionalität haben, dann kontaktieren Sie uns. Gerne planen und fertigen wir für Sie Ihre individuelle Liege.

Exadoc Endo

Untersuchungsliege für die Endoskopie

Ergonomisch
verfahrbare
Nackenstütze

Versenkbare
Edelstahl-
Seitengitter

Zentral-
bremssystem

Edelstahl
Stoßschutz/
Kantenschutz



◀ Die Nackenstütze wurde speziell für die Seitenlage von Patienten konzipiert. Sie gewährleistet eine ergonomische Kopfhaltung während der Behandlung.

▶ Zwei premium Li-Ionen-Akku-Module sorgen gepaart mit dem Wandladesystem für einen reibungslosen Praxisbetrieb.



Speziell für endoskopische Untersuchungen und Behandlungen wurde die **Exadoc Endo** in Zusammenarbeit mit anerkannten Mediziner*innen des Fachgebietes entwickelt. Die Funktionalität des Kopfteiles und die Fallsicherung standen dabei im Fokus. Die Liege bietet sowohl für den Patienten als auch für den behandelnden Arzt und auch seine Mitarbeiter ein Maximum an Ergonomie und Sicherheit.

Produktdetails

- | Liegefläche: 70 x 200 cm
- | Kopfteil: 70 x 40 cm
- | Höhenverstellung: 55 – 95 cm
- | Sichere Arbeitslast: 210 kg
- | Bedienung mit Handtaster an der Liegefläche
- | Integrierte Sicherheit durch automatische Sperrung elektrischer Funktionen
- | Einzigartiges Patientensicherungssystem
- | Kabelfrei durch Li-Ionen-Akku-System
- | Rahmenfarbe: RAL 9006 Silber
- | Kunstlederbezug in verschiedenen Farben und Eigenschaften wählbar
- | 100 mm Klinik-Doppelrollensystem mit Zentralbremse

Produktanfrage: Exadoc Endo



Exadoc Cardio

Die EKG-Liege

**Kardio-
Ausschnitt** inkl.
Polstereinsatz

Kopfteil
elektrisch
verstellbar von
0° - +35°

Kopfteil-Maße:
80 x 70 cm
Ausschnitt:
30 x 30 cm

**Zentral-
bremssystem**



◀ Die Aussparung im Polster ermöglicht eine einfachere Echokardiografie in der Seitenlage.

▶ Das robuste Zentralbremssystem sorgt dafür, dass die Liege im Betrieb schnell und effektiv positioniert werden kann.



Die Untersuchungsliege **Exadoc Cardio** wurde speziell auf die Bedürfnisse in der kardiologischen Praxis abgestimmt. Das Kopfteil wurde verlängert und auf der linken Seite auf Herzhöhe mit einem Echoausschnitt versehen. Dank dem großen Höhenverstellbereich kann das medizinische Team die Untersuchungen ergonomisch angepasst durchführen.

Produktdetails

- | Liegefläche: 80 x 200 cm
- | Höhenverstellung: 44 - 95 cm
- | Hub- und Antriebssystem nach dem Prinzip der integrierten Sicherheit
- | Sichere Arbeitslast: 210 kg
- | Einzel absperrbare elektrische Funktionen
- | Stabiles Fahrwerk mit Linak-Aktuatoren
- | 100 mm Klinik-Doppelrollensystem mit Zentralbremse
- | Magnetischer Handschalter

Produktanfrage: Exadoc Cardio



Exasan

Die einteilige Praxisliege

Liegekomfort
dank 80 cm
Breite

Faltbar mit
kleinem
Packmaß

Ein
integrierter
Schraubfuß



◀ Die einteilige Exasan ist eine flexible Beistellliege für nicht spezifizierte Untersuchungen in jeder Klinik.

Ein fein justierbarer Schraubfuß garantiert einen guten Stand auch bei kleineren Bodenunebenheiten.

Die **Exasan** ist die Standard-Liege für jeden Behandlungsraum. Die stabile Ausführung aus Stahlrohr mit fest verschraubten Fußbügeln gibt sowohl dem Patienten als auch dem Mediziner Sicherheit und Komfort während der Untersuchung.

Produktdetails

- | Liegefläche: 80 x 200 cm
- | Höhe: 69 cm
- | Sichere Arbeitslast: 170 kg
- | Gestell mit kratzfestem Kunststoff beschichtet
- | Gestellfarbe: Lichtgrau RAL 7035

Produktanfrage: Exasan



Exasan Duo

Die Praxisliege mit Kopfteil

Kopftieflage
möglich

Kopfteilraster-
verstellung:
-30° - +45°

4 verstellbare
Schraubfüße



◀ Die integrierte Rasterverstellung bietet eine hohe Varianz an Verstellmöglichkeiten für das Kopfteil.

▶ Optional kann die Liege mit einem Papierrollenhalter ausgestattet werden.



Die Praxisliege **Exasan Duo** verfügt über ein einstellbares Kopfteil, welches speziellere Untersuchungsvarianten im Behandlungszimmer ermöglicht. Die stabile Ausführung und die verstellbaren Schraubfüße bringen Sicherheit für Patienten und Mediziner.

Produktdetails

- | Liegefläche: 70 x 200 cm
- | Kopfteilmaße: 70 x 45 cm
- | Standardhöhe: 50 cm
- | Mit Nasenschlitz inkl. Abdeckung erhältlich

Produktanfrage: Exasan Duo



Behandlungsliegen

Produktfinder

Finden Sie schnell die passenden Behandlungsliegen für Ihre Anforderungen:

www.iskomed.de



Integrierte Sicherheit steht bei der Entwicklung unserer Liegensysteme an erster Stelle. In unseren Säulenliegen besteht keine Klemmgefahr unter der Liege.

Dennoch haben wir sie zusätzlich mit einem Sicherheitssystem ausgestattet: Die Taster des Handschalters werden nach bereits 5 Sekunden Stillstand in eine

automatische Sperrfunktion versetzt, die erst nach einer bestimmten Tastenkombination wieder entriegelt wird.

Behandlungsliegen sind vor allem in Physiotherapie-Praxen und Einrichtungen im Einsatz. Höchste Stabilität und der Therapie entsprechende Funktionalität lauten die Anforderungen der Behandlungsliegen, neben Komfort und natürlich auch Design.

Im Sortiment von ISKOmed finden Sie Behandlungsliegen in vielen Varianten für unterschiedliche Einsatzbereiche, von der Standard-Liege bis zum Stehbrett.

Die Liegeflächen bei allen Behandlungsliegen sind mit einem 4 cm dicken Weichschaum gepolstert und vollständig umledert. Für mehr Komfort weisen die gepolsterten Kanten keine Nähte auf. Das Kunstleder ist abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig.

In unserem Katalog sehen Sie verschiedene Liegen, teilweise mit optionalem Zubehör. Nahezu alle Behandlungsliegen können bereits in der Standardausführung beliebig konfiguriert werden, ob bei der Größe oder der Farbe der Polsterung.

Daneben ist ISKOmed aber auch Spezialist für individuelle Lösungen: Gemeinsam planen wir die Behandlungsliege, die optimal zu Ihren Anforderungen passt, und fertigen sie in unserem Werk in Bayreuth. Unser Team berät Sie gerne.

Exaphysio

Die konfigurierbare Physiotherapie-Liege

Streng nach
Empfehlung
des BfArM

Höhenver-
stellbereich:
44 - 95 cm

Höhen-
verstellung
elektrisch oder
hydraulisch

Individuell
konfigurierbar



◀ Das Kopfteil kann bei Bedarf nicht nur auf +30° hochgestellt, sondern auch bis zu -30° abgesenkt werden.

▶ Mit dem optionalen Rollenhebesystem kann die Liege in einen noch stabileren Zustand gebracht werden.



Die Behandlungsliege **Exaphysio** ist der funktionale Alleskönner in der Physiotherapiepraxis. In der Standardausführung ist die Exaphysio mit einteiliger Liegefläche bestellbar. Dank zahlreicher Varianten bei Größe, Design und Zubehör können Therapeuten die Liege ganz nach ihren Anforderungen und Wünschen konfigurieren. Das hochwertige Hubsystem bietet höchste Stabilität für den Behandlungsalltag.

Produktdetails

- | Liegeflächenmaße frei wählbar: 60 – 90 x 140 – 220 cm
- | Höhenverstellung elektrisch oder hydraulisch möglich
- | Edelstahl-Fußpedale beidseitig (Hydraulik-Option)
- | Sichere Arbeitslast: 210 kg
- | Hub- und Antriebssystem nach dem Prinzip der integrierten Sicherheit
- | Einzeln gebremste Lenkrollen

Produktanfrage: Exaphysio



Exaneuro

Die hochstabile Behandlungsliege

Große
einteilige
Liegefläche

Optional mit
hydraulischer
Höhen-
verstellung

Hubsäulen mit
elektrischer
Höhen-
verstellung

Individuell
konfigurierbar



◀ Das Säulen-Hubsystem wird von kraftvollen und qualitativ hochwertigen Motoren angetrieben.

▶ Die Säulen haben einen Höhenverstellbereich von 40 cm und decken damit bei hoher Stabilität eine große Bandbreite für die Behandlung in der Physiotherapie ab.



Die **Exaneuro** ist vor allem für den Einsatz bei Therapieformen konzipiert, die eine große Auflagefläche und erhöhte Stabilität erfordern, wie Vojta oder Bobath. Die Liege kann in Bezug auf Liegeflächenmaße, Hubsystem und Design individuell konfiguriert werden. Alle Varianten sind mit einem integrierten Sicherheitssystem ausgestattet.

Produktdetails

| Liegeflächenmaße frei wählbar

| Hubsäule

Breite: 60 – 140 cm

Länge: 120 – 220 cm

Höhenverstellbereich: 48 – 88 cm

| Hubhebel elektrisch

Breite: 100 – 140 cm

Länge: 200 – 220 cm

Höhenverstellbereich: 44 – 82 cm

| Schere hydraulisch oder elektrisch

Breite: 100 – 120 cm

Länge: 160 – 220 cm

Höhenverstellbereich: 46 – 84 cm

| Sichere Arbeitslast: bis 300 kg

| Hub- und Antriebssystem nach dem Prinzip der integrierten Sicherheit

| Einzel gebremste Lenkrollen

Produktanfrage: Exaneuro



Examobil

Die Behandlungs- und Schulungsliege

Hydraulische
Höhen-
verstellung

Optional
Nasenschlitz
mit Abdeckung

Rasterlose
Kopfteil-
verstellung



◀ Der spezielle Mechanismus zur stufenlosen Verstellung des Kopfteles sorgt für besondere Anpassungsfähigkeit der Liege (Bild links).

◀ Tritthebel aus Edelstahl zur Bedienung der Höhenverstellung.

▶ Vertikale Lagerstellung ist möglich.



Die Behandlungs- und Schulungsliege **Examobil** wurde vor allem für Einrichtungen konzipiert, die variabel mit verfügbarem Platzangebot auskommen müssen und begrenzte Budgets haben. Die Liege kann schnell zusammengelegt und in vertikaler Stellung platzsparend gelagert werden. Die Examobil zeichnet sich durch sehr variable Verstellmöglichkeiten aus und ist durch die Hydraulik-Applikation nicht an das Stromnetz gebunden.

Produktdetails

- | Liegeflächenmaße: 65 x 200 cm
- | Höhenverstellbereich: 49 – 91 cm
- | Wartungsarme Hydraulik von Roemheld
- | Sichere Arbeitslast: 170 kg
- | Viele Edelstahl-Applikationen
- | Steht waagrecht und senkrecht im Lot

Produktanfrage: Examobil



Exaflip

Die platzsparende Wandliege

Mit oder ohne
elektrischer
Höhen-
verstellung

Elektrischer
Höhen-
verstellbereich:
400 mm

Platzsparend
und vielseitig

Individuell
konfigurierbar



◀ Die Variante ohne elektrische Höhenfunktion kann variabel an der Wand installiert werden, sodass die Liegehöhe nach Bedarf gewählt werden kann.

▶ Im hochgeklappten Zustand wird Platz für andere Raumanforderungen geschaffen.



Die **Exaflip-Wandliegen** verbinden Flexibilität mit Funktionalität. Wandliegen sind die perfekte Lösung für einen Einsatz nach Bedarf, z. B. in Erste-Hilfe-Räumen in Schulen, Behörden oder Unternehmen. Die Wandliege von ISKOMed ist individuell konfigurierbar und bietet eine große Auswahl an Zubehör.

Produktdetails

- | Liegeflächenmaße: 70 – 90 x 140 – 200 cm
- | Liegehöhenbereiche:
 ohne Höhenverstellung: 66 – 86 cm
 mit elektrischer Höhenverstellung: 66 – 106 cm
- | Pneumatisch unterstützte Klappfunktion
- | Handschalter mit Magnethalterung
- | Absperrbare Höhenfunktion

Produktanfrage: Exaflip



Exatrain Flex

Das flexible Stehbrett

Individuell
konfigurierbar

Elektrische
Höhen-
verstellung:
44 - 84 cm

Schwenk-
bereich
bis 85°

Inkl.
Gurthalte-
system



◀ Bei Stromausfall kann die Liege jederzeit nach Betätigung der Notentriegelung manuell in die waagerechte Stellung gebracht werden.

▶ Das Gurthaltesystem hält den Patienten sicher in der Stehposition.



Die **Exatrain Flex** ist eine spezielle Liege für das Stehtraining, das unter anderem in der Physiotherapie, Neurologie, Chirurgie oder Orthopädie Anwendung findet. Die hochstabile Unterkonstruktion und das Gurthaltesystem geben dem Patienten in jeder Lage absolute Sicherheit während des Trainings. Neben der Standardausführung kann die Exatrain Flex nach Bedarf und den Anforderungen der Behandelnden mit verschiedenstem Zubehör konfiguriert werden.

Produktdetails

- | Liegeflächenmaße: 73 – 185 cm
- | Maximales Patientengewicht: 135 kg
- | Sichere Arbeitslast: 170 kg
- | Fußbrett voll umledert
- | Optional mit verstellbarem elektrischem Kopfteil
- | Diverse Fixierungs- und Tischsysteme als Zubehör erhältlich
- | Einzeln gebremste Doppellenkrollen
- | Integrierte Sicherheit durch automatisches Sperren elektrischer Funktionen

Produktanfrage: Exatrain Flex



| Hilfsmittelnummer:
28.29.02.1046 Krankenkasse

ISKO Koch GmbH

Egerländer Str. 28

95448 Bayreuth

Germany

Tel +49 921 150845-0

Fax +49 921 150845-45

info@iskomed.de