

Multidorm Flex

Das Vertikalisierungsbett für zu Hause

Max.
Patienten-
gewicht
135 kg

Sichere
Arbeitslast
175 kg

Maße:
90 x 200 cm

Höhen-
verstellbereich
40 - 80 cm



◀ Das Multidorm Flex ist über den Handschalter oder das Bedienpanel am Bett steuerbar.

▶ Falls sich der Patient bei einer Netzstörung in der Stehposition befindet, kann das Bett über die manuelle Notentriegelung abgesenkt werden.




Das **Multidorm Flex** wird vor allem beim passiven Stehtraining in der häuslichen Pflege eingesetzt und oft auch schon in der Frühmobilisierung von Patienten. Die Stehposition dient unter anderem der Stärkung des Kreislaufs, besserer Atmung, Osteoporose-Prophylaxe oder Entleerung der oberen Harnwege.

Produktdetails

- | Einzelbett mit Vertikalisierungsfunktion
- | Stehfunktion und TV-Position individuell programmierbar
- | Integrierte manuelle Notabsenkung
- | Gurtsystem mit drei hochwertigen Haltegurten
- | Zentralbremssystem

| **Hilfsmittelnummern
der Krankenkassen:
19.40.01.4102 und
19.40.01.4004**

Produktbilder



Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die H-Variante des Vertikalisierungsbettes (mit Holzseitengittern). Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung /Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch einen Arbeits- und Therapietisch aus Holz oder Plexiglas. Die O-Variante (ohne Seitengitter) des Bettes unterscheidet sich zudem optisch durch veränderte Holzelemente. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung noch Fragen zu den Ausstattungsmöglichkeiten haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung ✉.

Technische Daten

- | Matratzenbreite: 90 - 100 cm
- | Matratzenlänge: 200 - 220 cm
- | Betthöhe: 40 - 80 cm
- | Maximales Patientengewicht: 135 kg
- | Sichere Arbeitslast: 175 kg

Extra Ausstattung / Optionales

- | Breite: 90 cm
- | Breite: 100 cm
- | Länge: 200 cm
- | Länge: 210 cm
- | Länge: 220 cm
- | H-Variante (Holzseitengitter)
- | O-Variante (ohne Seitengitter)
- | Fußplatte winkelverstellbar
- | Patientenaufrichter inkl. mittiger Aufnahme **(SB-024-3)**
- | Arbeits- und Therapietisch (Holz)
- | Arbeits- und Therapietisch (Plexiglas)
- | Armstützen **(SB-031-0)**
- | Schocklagerung (Kopftieflage) **(SB-036-0)**
- | Akkupack **(SB-041-0)**
- | Kopffixierung **(SB-181-0)**
- | Gurtsystem aus Kunstleder **(SB-032-5)**
- | Aussteckbares Kopfbrett