

Patientengrößen · Rotadorm Betten

Orientierungshilfe zur Auswahl des richtigen Bettes

Produktname	Max. Patientengewicht	Art. Nr.	Länge	Körpergröße: bis ca. 165 cm	Körpergröße: ca. 166 – 175 cm	Körpergröße: ca. 176 – 185 cm	Körpergröße: ab ca. 186 cm
Rotadorm Care	135 kg	SI-011-1	200 cm		✓		
Rotadorm Care	135 kg	SI-011-21	210 cm			✓	
Rotadorm Care	135 kg	SI-011-22	220 cm				✓
Rotadorm Low	135 kg	SI-012-1	200 cm	✓			
Rotadorm Low	135 kg	SI-012-1	210 cm		✓	✓	
Rotadorm Low	135 kg	SI-012-1	220 cm				✓
Rotadorm Max	180 kg	SI-021-1	200 cm		✓		
Rotadorm Max	180 kg	SI-021-1	210 cm			✓	
Rotadorm Max	180 kg	SI-021-1	220 cm				✓
Rotadorm Max Low	180 kg	SI-022-1	200 cm	✓			
Rotadorm Max Low	180 kg	SI-022-1	210 cm		✓	✓	
Rotadorm Max Low	180 kg	SI-022-1	220 cm				✓
Rotadorm Mobil	135 kg	SI-013-1	200 cm	✓			
Rotadorm Mobil	135 kg	SI-013-1	210 cm		✓		
Rotadorm Vario	135 kg	SI-011-EB	200 cm		✓		
Rotadorm Vario	135 kg	SI-011-EB-21	210 cm			✓	
Rotadorm Vario	135 kg	SI-011-EB-22	220 cm				✓