

# Belladorm Comfort / Pro

Das Pflegebett für Kostenbewusste

Max.  
Patienten-  
gewicht  
170 kg

Sichere  
Arbeitslast  
210 kg

In 2 Breiten  
erhältlich

Höhen-  
verstellbereich  
20 - 60 cm oder  
40 - 80 cm



◀ Das Belladorm Pro wird mit Holzverkleidung für Kopf- und Fußbereich zur Verdeckung der Hubmotoren geliefert.

▶ Die funktionale Aufstehhilfe wurde speziell für die Belladorm-Serie entwickelt.



Die **Belladorm-Serie** steht bei ISKMed vor allem für viel Bodenfreiheit. Mit einem Hubsystem, das kopf- und fußseitig integriert ist, stören unter dem Bett keine Rohre oder Verstrebungen bei dennoch hoher Stabilität des Bettes. Für Patienten, bei denen ein Lifter genutzt wird, ist das Belladorm deshalb die erste Wahl. Das Pflegebett ist bei den Kranken- und Pflegekassen als Hilfsmittel eingetragen.


## Produktdetails

- | Einzelbett Liegeflächenmaß: 80 – 90 x 200 cm
- | In 4 Varianten erhältlich: Comfort ohne Holzverkleidung, Pro mit verdeckten Hubmotoren sowie jeweils Low mit niedrigerem Einstieg
- | 4-geteilte Liegefläche mit Metallgitterauflage
- | Patientenaufrichter mit Handgriff (optional)
- | Unterschenkelauflage mit Rasterfunktion – Beinhochlage über Steuerung durch Patienten möglich
- | Elektrische Verstellung für Höhe, Kopf- und Beinteil
- | Handbedienung mit 5 Funktionen und Sperrmöglichkeiten
- | Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg-Lagerung möglich
- | Leistungsfähiges Motorensystem (24V) mit externem Netzteil
- | Einzeln gebremste Lenkrollen

## Produktbilder



Die Produktbilder dieser Seite zeigen unterschiedliche Varianten:

Auf Bild 1 sehen Sie die Variante „Comfort“ mit einem Höhenverstellbereich von 40 – 80 cm. Das Bild 2 zeigt die Variante „Pro“ mit einem Höhenverstellbereich von 20 – 60 cm. Auf Bild 3 sehen Sie das Bett mit der optionalen Aufstehhilfe. Das 4te Bild zeigt die Deluxe Holzkoffer für die Variante „Pro“. Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung / Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch Seitengitterverkleidungen aus Kunstleder oder Stoff. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung .

## Technische Daten

- | Matratzenbreite: 80 – 90 cm
- | Matratzenlänge: 200 – 220 cm
- | Betthöhe: 20 – 60 cm / 40 – 80 cm
- | Max. Patientengewicht: 170 kg
- | Sichere Arbeitslast: 210 kg

## Extra Ausstattung / Optionales

- | Breite: 80 cm
- | Breite: 90 cm
- | Länge: 200 cm
- | Länge: 220 cm
- | Höhenverstellbereich: 20 – 60 cm
- | Höhenverstellbereich: 40 – 80 cm
- | **Standard Holzverkleidung**
- | **Deluxe-Holzkoffer**
- | **Aufstehhilfe Easy EX light (NS-035-LC)**
- | **Seitengitterverkleidung Kunstleder (NS-049-1)**
- | **Seitengitterverkleidung Stoff (NS-049-0)**
- | **Seitengittererhöhung**
- | **Infrarotsteuerung**
- | **Patientenaufrichter 3-beinig mit Handgriff (NS-261-0)**
- | **Patientenaufrichter mit Handgriff**  
 bietet eine sichere und stabile Unterstützung, um das Aufrichten  
 oder den Positionswechsel im Bett zu erleichtern