

# Belladorm Duo

## Das Partner-Pflegebett

Max.  
Patienten-  
gewicht  
2 x 135 kg

Max.  
Gesamt-  
belastung  
350 kg

Maße:  
180 x 200 cm

Höhen-  
verstellbereich  
36 - 76 cm



◀ Mit einer Vielzahl von Verstellfunktionen für beide Betthälften erhalten beide Partner optimalen Komfort. Auch die mit Rasterlösung konzipierte Beinhochlage ist auf Knopfdruck möglich (Bild links).

◀ Zwei separate Handschalter sorgen für individuelle Bewegungsfreiheit.

**Belladorm Duo** ist das Pflegebett für Paare, die gemeinsam stabil und komfortabel liegen und schlafen möchten. Das Pflegebett ist unter anderem mit zwei Handschaltern ausgestattet: Einer steuert den Kopf- und Fußbereich einer Seite des Bettes. Der andere Handschalter verstellt die Höhe sowie den Kopf- und Fußbereich und hat zusätzlich eine Autokontur-Funktion für die zweite Seite des Bettes.

## Produktdetails

- | Doppelbett mit einzelnen Liegeflächen
- | 2 x 4-geteilte Liegefläche mit stabiler Metallgitterauflage
- | Patientenaufrichter mit Handgriff (optional)
- | 4-fach-Handschalter mit Einzelfunktionssperre
- | 2-fach-Handschalter mit Einzelfunktionssperre für das Partnerbett
- | Stabilisierungssystem für einseitige Belastung
- | Hochwertiges Linak-Motorensystem

## Produktbilder



Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die Standardausführung des Pflegebettes. Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung /Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch Seitengitterverkleidungen aus Kunstleder oder Stoff. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung ✉.

## Technische Daten

- | Matratzenbreite: 180 cm
- | Matratzenlänge: 200 cm
- | Betthöhe: 36 – 76 cm
- | Max. Patientengewicht: 2 x 135 kg
- | Sichere Arbeitslast: 350 kg

## Extra Ausstattung / Optionales

- | Aufstehhilfe Easy EX (NS-035-0)
- | Aufstehhilfe Easy EX light (NS-035-LC)
- | Seitengitterverkleidung Kunstleder (NS-049-1)
- | Seitengitterverkleidung Stoff (NS-049-0)
- | Seitengittererhöhung
- | Infrarotsteuerung
- | Patientenaufrichter 3-beinig mit Handgriff (NS-261-0)
- | Patientenaufrichter mit Handgriff  
bietet eine sichere und stabile Unterstützung, um das Aufrichten oder den Positionswechsel im Bett zu erleichtern