

Curadorm Comfort

Das stabile Standard-Pflegebett

Max.
Patienten-
gewicht
135 kg

Sichere
Arbeitslast
175 kg


In **3 Breiten**
und **3 Längen**
erhältlich

Höhen-
verstellbereich
33 - 83 cm oder
40 - 90 cm



◀ Mit der Steuerung des Curadorm Comfort kann mit nur einem Tastendruck die Komfortposition gewählt werden, bei der Beine und Oberkörper gleichzeitig angehoben werden.

▶ Die integrierten Raster am Fußende sorgen dafür, dass mit gezieltem Einsatz der Handbedienung auch eine Beinhochlage ohne externe Hilfe angefahren werden kann.





Das **Curadorm Comfort** ist das Einstiegsmodell in der stabilen und komfortablen Klasse der Scherenhubsysteme. Langlebige Materialien und die hochwertige Verarbeitung gewährleisten eine hohe Produktlebensdauer beim Einsatz zu Hause oder in Pflegeeinrichtungen. Einfache Bedienung und sicherer Stand in jeder Höhe zeichnen das Curadorm Comfort besonders aus.

Produktdetails

- | Einzel-Pflegebett für den Einsatz im Pflegeheim oder zu Hause
- | 3 Breiten: 90, 100 oder 120 cm
- | 3 Längen: 200, 210 oder 220 cm
- | Unterfahrbarkeit: 19 cm
- | 4-geteilte Liegefläche mit Federholzleisten (bei 90 und 100 cm Breite) oder mit Metallgittern (120 cm Breite)
- | Patientenaufrichter mit Handgriff (optional)
- | Handbedienung mit 4 Funktionen und Einzelfunktionssperre
- | Hochwertiges Linak-Motorensystem

Produktbilder



Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die Ausführung des Standard-Pflegebettes in der 90 cm und 100 cm Variante. Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung / Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch Seitengitterverkleidungen aus Kunstleder oder Stoff. Zudem unterscheidet sich die 120 cm Variante des Bettes optisch durch andere Kopf- und Fußbretter sowie einer Liegefläche aus Metallgittern. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung .

Technische Daten

- | Matratzenbreite: 90 – 120 cm
- | Matratzenlänge: 200 – 220 cm
- | Betthöhe: 33 – 83 cm / 40 – 90 cm
- | Max. Patientengewicht: 135 kg
- | Sichere Arbeitslast: 175 kg

Extra Ausstattung / Optionales

- | Breite: 90 cm
- | Breite: 100 cm
- | Breite: 120 cm
- | Länge: 200 cm
- | Länge: 210 cm
- | Länge: 220 cm
- | Höhenverstellbereich: 33 – 83 cm
- | Höhenverstellbereich: 40 – 90 cm
- | Aufstehhilfe Easy EX (NS-035-0)
- | Aufstehhilfe Easy EX light (NS-035-LC)
- | Kopfbrett aussteckbar (NS-048-5)
- | Fußbrett aussteckbar (NS-048-5)
- | Seitengitterverkleidung Kunstleder (NS-049-1)
- | Seitengitterverkleidung Stoff (NS-049-0)
- | Seitengittererhöhung
- | Infrarotsteuerung
- | Patientenaufrichter 3-beinig mit Handgriff (NS-261-0)
- | Patientenaufrichter mit Handgriff
bietet eine sichere und stabile Unterstützung, um das Aufrichten
oder den Positionswechsel im Bett zu erleichtern