

Curadorm Max

Das stabile Pflegebett für adipöse Patienten

Max.
Patienten-
gewicht
350 kg

Sichere
Arbeitslast
bis 390 kg

In 4 Breiten
und 3 Längen
erhältlich

Höhen-
verstellbereich
40 - 80 cm



◀ Der Systemausschnitt an Kopf- und Fußseite eignet sich bestens zur Aufbewahrung von Bettzeug.

▶ Die mit Metallbändern verarbeitete Liegefläche ist nicht nur maximal robust, sondern lässt sich auch sehr schnell und einfach desinfizieren.




Das **Curadorm Max** bietet höchste Stabilität für den täglichen Pflegeeinsatz im adipösen Bereich. Das äußerst effiziente Hubhebelsystem und die Liegefläche mit Metallbändern bieten Patienten bis zu einem Gewicht von 350 kg ein sicheres Bett mit allen Annehmlichkeiten, von den separat einstellbaren Liegeflächenelementen bis zum Handschalter mit einzeln absperrbaren Funktionen.

Produktdetails

- | 4 Breiten: 90, 100, 120 oder 140 cm
- | 3 Längen: 200, 210 oder 220 cm
- | Unterfahrbarkeit: 12 cm (Erhöhung möglich, bitte anfragen)
- | 4-geteilte Liegefläche mit stabilen Metallbändern
- | Patientenaufrichter mit Handgriff (optional)
- | Handbedienung mit 4 Funktionen und Einzelfunktionssperre
- | Leistungsfähiges Linak-Motorensystem
- | Einzeln gebremste Schwerlastlenkrollen

Produktbilder



Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die Ausführung des Standard-Pflegebettes in der 120 cm Variante. Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung / Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch Seitengitterverkleidungen aus Kunstleder oder Stoff. Zudem unterscheiden sich die Versionen 90/100 cm, 120 cm und 140 cm des Bettes optisch durch andere Kopf- und Fußbretter, ggf. durch eine andere Art der Liegefläche. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne **zur Verfügung** .

Technische Daten

- | Matratzenbreite: 90 - 140 cm
- | Matratzenlänge: 200 - 220 cm
- | Betthöhe: 40 - 80 cm
- | Max. Patientengewicht: bis zu 350 kg
- | Sichere Arbeitslast: bis zu 390 kg

Extra Ausstattung / Optionales

- | Breite: 90 cm
- | Breite: 100 cm
- | Breite: 120 cm
- | Breite: 140 cm
- | Länge: 200 cm
- | Länge: 210 cm
- | Länge: 220 cm
- | Patientengewicht: 220 kg / Sichere Arbeitslast: 260 kg
- | Patientengewicht: 260 kg / Sichere Arbeitslast: 300 kg
- | Patientengewicht: 350 kg / Sichere Arbeitslast: 390 kg
- | **Kopfbrett aussteckbar (NS-048-5)**
- | **Fußbrett aussteckbar (NS-048-5)**
- | **Seitengitterverkleidung Kunstleder (NS-049-1)**
- | **Seitengitterverkleidung Stoff (NS-049-0)**
- | **Seitengittererhöhung**
- | **Infrarotsteuerung**
- | **Patientenaufrichter 3-beinig mit Handgriff (NS-261-0)**
- | **Verstärkter Patientenaufrichter mit Handgriff für höheres Patientengewicht (VS-520-0)**
- | **Patientenaufrichter mit Handgriff**
bietet eine sichere und stabile Unterstützung, um das Aufrichten oder den Positionswechsel im Bett zu erleichtern