

Multidorm Max

Das stabilste Pflege- und Aufstehbett

Max.
Patienten-
gewicht
260 kg

Sichere
Arbeitslast
325 kg

Maße:
120 x 220 cm

Höhen-
verstellbereich
43 - 80 cm



◀ Durch die multifunktionale Beweglichkeit ist das Multidorm Max optimal auch als Aufstehbett in der Pflege einsetzbar.

Die hohe Stabilität ist beim Multidorm Max in allen einstellbaren Positionen gegeben.

Das **Multidorm Max** verfügt über eine höchst stabile Konstruktion mit Hubhebelsystem sowie eine größere Liegefläche und ist deshalb vor allem für Adipositas-Patienten geeignet. Es bietet im Pflegealltag Patienten als auch den Pflegenden im Schwerlastbereich die bestmögliche Unterstützung. Nach dem Abnehmen des Fußteils ist auch eine Aufstehposition nach vorne über das Bettende möglich.

Produktdetails

- | Einzelbett mit besonders großer Liegefläche
- | Stabiler Patienten-Doppelaufrichter mit verstellbarem Handgriff
- | Edelstahl-Fallschutz aus Einzelanfertigung
- | Integrierte Stützfüße für eine sichere Fußtieflagerung bzw. Aufstehvorgang
- | Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg-Lagerung möglich
- | Zentrales Bremssystem mit hochwertigen Krankenhausrollen



Produktbilder



Technische Daten

- | Matratzenbreite: 120 cm
- | Matratzenlänge: 220 cm
- | Betthöhe: 43 – 80 cm
- | Maximales Patientengewicht: 260 kg
- | Sichere Arbeitslast: 325 kg

Extra Ausstattung / Optionales

Infrarotsteuerung