

Multidorm Mobil

Das Pflegebett mit elektrischer Klappfunktion

Max.
**Patienten-
gewicht**
135 kg

Sichere
Arbeitslast
175 kg

Maße:
90 x 200 cm

**Höhen-
verstellbereich**
40 – 80 cm



◀ Das Multidorm Mobil ist nach dem automatischen Ausklappvorgang ein vollwertiges Pflegebett, das den Vorgaben des Standards ISO 60601-2-52 entspricht.


Das **Multidorm Mobil** ist perfekt für den schnellen Einsatz in der häuslichen Pflege. Es wird auf Knopfdruck elektrisch aus- und eingeklappt und lässt sich platzsparend aufbewahren. Dank der patentierten Lösung der Seitenholmaufnahme wird für das Aufstellen und Abbauen des Bettes kein Werkzeug benötigt.


Produktdetails

- | Mobiles Einzelbett mit 90 cm Breite
- | Unterfahrbarkeit: 15 – 55 cm
- | Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg-Lagerung möglich
- | Einzel gebremstes und sehr robustes Rollensystem
- | Besonders schneller Auf- und Abbau durch integrierten Klappmotor
- | Patientenaufrichter mit Handgriff (optional)
- | Integrierte Haltebügel für den Transport der Seitengitter
- | Patentiertes Seitenholmaufnahmesystem
- | Gut zu transportieren und einfach zu verstauen dank geringer Abmessungen
- | Von einer Person alleine bedienbar



Produktbilder



Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die Standardausführung des Pflegebettes. Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung / Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. bei einer Seitengitterverkleidung aus Kunstleder oder Stoff. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung .

Technische Daten

- | Matratzenbreite: 90 cm
- | Matratzenlänge: 200 cm
- | Betthöhe: 40 – 80 cm
- | Maximales Patientengewicht: 135 kg
- | Sichere Arbeitslast: 175 kg

Extra Ausstattung / Optionales

- | Seitengittererhöhung (NS-058-0)
- | Seitengitterverkleidung Kunstleder (NS-049-1)
- | Seitengitterverkleidung Stoff (NS-049-0)
- | Patientenaufrichter mit Handgriff (NS-024-6)