

Examobil

Die Behandlungs- und Schulungsliege

Hydraulische
Höhen-
verstellung

Optional
Nasenschlitz
mit Abdeckung

Rasterlose
Kopfteil-
verstellung



◀ Der spezielle Mechanismus zur stufenlosen Verstellung des Kopfteiles sorgt für besondere Anpassungsfähigkeit der Liege (Bild links).

◀ Tritthebel aus Edelstahl zur Bedienung der Höhenverstellung.

▶ Vertikale Lagerstellung ist möglich.



Die Behandlungs- und Schulungsliege **Examobil** wurde vor allem für Einrichtungen konzipiert, die variabel mit verfügbarem Platzangebot auskommen müssen und begrenzte Budgets haben. Die Liege kann schnell zusammengelegt und in vertikaler Stellung platzsparend gelagert werden. Die Examobil zeichnet sich durch sehr variable Verstellmöglichkeiten aus und ist durch die Hydraulik-Applikation nicht an das Stromnetz gebunden.

Produktdetails

- | Liegeflächenmaße: 65 x 190 cm
- | Höhenverstellbereich: 49 – 91 cm
- | Wartungsarme Hydraulik von Roemheld
- | Sichere Arbeitslast: 170 kg
- | Viele Edelstahl-Applikationen
- | Steht waagrecht und senkrecht im Lot



Produktbilder



Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die Standardausführung der Behandlungs- und Schulungsliege. Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung /Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch einen Nasenschlitz. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung .

Hinweis zur Farbdarstellung: Die auf dieser Seite dargestellten Produktbilder dienen der Veranschaulichung. Farbabweichungen zwischen der Bildschirmdarstellung und dem tatsächlichen Produkt sind aufgrund unterschiedlicher Displaytechnologien und individueller Geräteeinstellungen möglich. Dies gilt insbesondere für die dargestellte Metallfarbe RAL 7035. Maßgeblich ist ausschließlich der originale RAL-Farbtönen gemäß Herstellerangabe.

Technische Daten

- | Breite: 65 cm
- | Länge: 190 cm
- | Höhe: 49 - 91 cm
- | Sichere Arbeitslast: 170 kg

Extra Ausstattung / Optionales

- | Nasenschlitz in der Liegefläche bzw. im Kopfteil (SB-187-0)
- | Abdeckung für Nasenschlitz (SB-187-1)

- | Pazifikblau (Nr. 432x1385)

Farbe Kunstlederbezug



- | Safran (Nr. 208x2388)

Farbe Kunstlederbezug



- | Mediterran (Nr. 208x1752)

Farbe Kunstlederbezug



- | Racingrot (Nr. 207x1173)

Farbe Kunstlederbezug



- | Mercedes Dattel (Nr. 207x3115)

Farbe Kunstlederbezug



- | Sonderfarbe

Breite Auswahl an zusätzlichen Farben