

Exatrain Flex

Das flexible Stehbrett

Individuell
konfigurierbar

Elektrische
Höhen-
verstellung:
44 - 84 cm

Schwenk-
bereich
bis 85°

Inkl.
Gurthalte-
system



◀ Bei Stromausfall kann die Liege jederzeit nach Betätigung der Notentriegelung manuell in die waagerechte Stellung gebracht werden.

▶ Das Gurthaltesystem hält den Patienten sicher in der Stehposition.



Die **Exatrain Flex** ist eine spezielle Liege für das Stehtraining, das unter anderem in der Physiotherapie, Neurologie, Chirurgie oder Orthopädie Anwendung findet. Die hochstabile Unterkonstruktion und das Gurthaltesystem geben dem Patienten in jeder Lage absolute Sicherheit während des Trainings. Neben der Standardausführung kann die Exatrain Flex nach Bedarf und den Anforderungen der Behandelnden mit verschiedenstem Zubehör konfiguriert werden.

Produktdetails




- | Liegeflächenmaße: 73 x 185 cm
- | Unterfahrbarkeit: 13 cm (Erhöhung möglich, bitte anfragen)
- | Maximales Patientengewicht: 135 kg
- | Sichere Arbeitslast: 170 kg
- | Fußbrett voll umledert
- | Optional mit verstellbarem elektrischem Kopfteil
- | Diverse Fixierungs- und Tischsysteme als Zubehör erhältlich
- | Einzeln gebremste Doppelenkrollen
- | Integrierte Sicherheit durch automatisches Sperren elektrischer Funktionen



**Produktanfrage
Exatrain Flex**

**Hilfsmittelnummer
der Krankenkassen:
28.29.02.1046**

Produktbilder



Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die Standardausführung des Stehbrettes. Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung / Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch Metallseitengitter mit 4 Streben. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung ☒.

Hinweis zur Farbdarstellung: Die auf dieser Seite dargestellten Produktbilder dienen der Veranschaulichung. Farbabweichungen zwischen der Bildschirmdarstellung und dem tatsächlichen Produkt sind aufgrund unterschiedlicher Displaytechnologien und individueller Geräteeinstellungen möglich. Dies gilt insbesondere für die dargestellte Metallfarbe RAL 7035. Maßgeblich ist ausschließlich der originale RAL-Farbtton gemäß Herstellerangabe.

Technische Daten

- | Breite: 73 – 120 cm
- | Länge: 185 – 205 cm
- | Höhe: 44 – 84 cm
- | Sichere Arbeitslast: 170 kg

Extra Ausstattung / Optionales

- | Fussplatten einzeln winkel- und längenverstellbar (SB-121-0)
- | Metallseitengitter
- | Armstützen (SB-131-0)
- | Arbeits- und Therapietisch, mit Körperausschnitt (Holz), 90 cm (SB-141-0)
- | Arbeits- und Therapietisch mit Körperausschnitt (Plexiglas), 90 cm (SB-141-1)
- | Elektrische Kopfteilverstellung (SB-170-0)
- | Liegeflächenschlitz zur Einzelfixierung der Beine (SB-171-0)
- | Kopffixierung mit Befestigung für Polyesterplatten / Liegeflächen bis Breite 100 cm (SB-181-0)
- | Winkelmesser mit Haltewinkel zur Montage an der Liegefläche (SB-185-0)
- | Nasenschlitz für Stehbrett (ca. 8 cm x 18 cm) (SB-187-0)
- | Abdeckung für Nasenschlitz (8 cm x 18 cm) (SB-187-1)
- | Nasenschlitz für Stehbrett (ca. 8 cm x 30 cm) (SB-187-2)
- | Abdeckung für Liegeflächenlängenschlitz (SB-187-4)
- | Fahrgestellerhöhung zur Lifterunterfahrbarkeit (SB-188-0)
- | Kunstleder Gurtsystem (SB-151-5)
- | Akku-System



Produktanfrage
Exatrain Flex

ISKO Koch GmbH · Egerländer Str. 28 · 95448 Bayreuth
Tel +49 921 150845-0 · info@iskomed.de · www.iskomed.de