

Rotadorm Mobil

Das transportable Aufstehbett

Max.
Patienten-
gewicht
135 kg

Sichere
Arbeitslast
175 kg

2 Längen
einstellbar:
**200 und
210 cm**

Höhen-
verstellbereich
31 – 81 cm

Drehrichtung
beidseitig
möglich



◀ Auf den Transportadaptern montiert, ist das Bett so klein, dass es in nahezu jedem Aufzug transportiert werden kann und von keinem Türrahmen mehr aufgehalten wird.

➤ Mit dem Service-Handscharter können vier Funktionen gespeichert werden.



Das **Rotadorm Mobil** wurde für den Einsatz in der Kurzzeitpflege zu Hause entwickelt. Das Aufstehbett lässt sich schnell und einfach auf- und abbauen und platzsparend verstauen, wenn es nicht benötigt wird. Über den Service-Handscharter können vier individuelle Einstellungen gespeichert werden, die für den Patienten und die Pflegenden eine praktische Hilfe im Alltag sind.

Produktdetails

- | Mobiles Einzelbett mit 90 cm Breite, auf 2 Längen einstellbar
- | Unterfahrbarkeit: 1 – 41 cm
- | Vier programmierbare Positionen: Liegen, Drehen, Sitzen und Aufstehen
- | 2-geteilte Spezialmatratze mit Inkontinenzbezug (optional)
- | 5-geteilte Liegefläche mit Federholzleisten
- | Patientenaufrichter mit Handgriff (optional)
- | Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg-Lagerung möglich
- | Zusätzliche Aufstehfunktion durch programmierbares Kippen der Oberschenkelauflage
- | Bremssystem an Kopf- und Fußseite
- | Transportmaße: 80 x 96 x 109 cm (B x L x H)
- | Inkl. Transportadapter
- | Gut zu transportieren und einfach zu verstauen dank geringer Abmessungen
- | Abnehmbare Patienten-Handgriffe

Produktbilder



Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die Standardausführung des Aufstehbettes. Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung / Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch einen zusätzlichen Tisch. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung .


Technische Daten

- | Matratzenbreite: 90 cm
- | Matratzenlänge: 200 / 210 cm
- | Betthöhe: 31 – 81 cm
- | Max. Patientengewicht: 135 kg
- | Sichere Arbeitslast: 175 kg


Extra Ausstattung / Optionales

- | Liegeflächenabmessung: 90 x 200 cm (SI-013-1)
- | Liegeflächenabmessung: 90 x 210 cm (SI-013-21)
- | Infrarotsteuerung
- | **Patientenaufrichter mit Handgriff (NS-024-0)**
bietet eine sichere und stabile Unterstützung, um das Aufrichten oder den Positionswechsel im Bett zu erleichtern
- | **Abdeckung für Handgriff-Aufnahme (SI-011.80.725-1)**
ermöglicht ein seitliches Aussteigen aus dem Bett
- | **Tisch (SI-132-0)**
dient als Ablagemöglichkeit während der Sitzposition, Montage an Haltegriff über Drahtgestell, Abmessungen: 365 x 265 x 10 mm
- | **Kopfkissenclipse (SI-038-0)**
nur benötigt für Bettlaken in Sonderfarben - halten das Kopfkissen bei aufgestelltem Kopfteil in seiner Position, dadurch wird ein komfortables Aufstehen ermöglicht
- | **Bettlaken in Sonderfarben**
Farbauswahl auf Seite 8 (Kopfkissenclipse benötigt)
- | **Nachttisch (OM-011-B / OM-021-B)**
Nachttisch mit ausklappbarer Tischplatte, feste Höhe oder höhenverstellbar
- | **Matratze**
Prime-Care / Combi-Care


Extra Ausstattung / Optionales





Kopfkissenclipse
für Bettlaken in Sonderfarben



Tisch



**Abdeckung für
Handgriff-Aufnahme**



Bezeichnung	Prime-Care	Combi-Care
Höhe	12 cm	15 cm
Dekubitusprophylaxe bis Grad 2 (präventiv)	✓	✓
Material	SoliCore HRC	SoliCore HRC + SensiDense
Raumgewicht	45 kg/m ³	45 kg/m ³ + 52 kg/m ³
Visko-elastisch	×	✓
Patientengewicht	bis zu 140 kg	bis zu 140 kg

* Die Größe der Matratze richtet sich nach der Länge des jeweiligen Bettes. Die Auswahl der passenden Größe erfolgt durch das ISKOmed Team.

Nachttische*



Nachttisch mit Tischplatte
(Abmessungen: 34 x 57 x 88 cm)
(Tischplatte: 59 x 33 cm)



Nachttisch mit Tischplatte (höhenverstellbar)
(Abmessungen: ca. 34 x 68 x 88 cm)
(Tischplatte: 57 x 34 cm)


*Die Farben der Nachttische sind perfekt auf das Rotadorm Care und Mobil abgestimmt.

Bettlaken Sonderfarben


(zzgl. Kopfkissenclipse)



Weiß



Ecru



Natur



Taupe



Kiesel



Silber



Gold



Apfel



Bambus



Azur



Marine



Bordeaux



Mocca



Espresso



Graphit



Schwarz

Bitte beachten Sie, dass die Farben der Bettlaken hier in den Feldern aufgrund technischer Beschränkungen nicht exakt dargestellt werden können. Hinzu kommt, dass es insbesondere durch die Verwendung unterschiedlicher Displaytechnologien und aufgrund Ihrer individuellen Displayeinstellungen zu Verfälschungen bei der Farbdarstellung kommen kann. Die Namen der Farben dienen einer zusätzlichen Definition der eigentlichen Farbe.



**Produktanfrage
Rotadorm Mobil**

ISKO Koch GmbH · Egerländer Str. 28 · 95448 Bayreuth
Tel +49 921 150845-0 · info@iskomed.de · www.iskomed.de